

RC-A

Fjernkontroll



Bruksanvisning

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Introduksjon

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av RC-A.

Har du andre spørsmål, kontakt din audiograf.

Bruksområde

Tiltenkt bruk:	RC-A hjelper høreapparatbrukere med å kontrollere funksjonaliteten i deres høreapparat.
Indikasjoner for bruk:	Ingen indikasjoner for bruk.
Tiltenkt bruker:	Voksne og barn over 36 måneder.
Bruksmiljø:	Innendørs / utendørs.
Kontraindikasjoner:	Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. For mer informasjon, les Advarsler.
Kliniske fordeler:	Se kliniske fordeler med høreapparatet.

Innhold

Innhold	7
Oversikt	8
Innsetting og fjerning av batterier	9
Paring av fjernkontroll og høreapparater	14
Fjern paringen mellom RC-A og høreapparatene	20
Rekkevidde	22
Varslinger	24
Bytte program	26
Justering av volum	28
Mute (slå av lyden)	30

Tastelås	32
Bruk av snor	34
Bruk og vedlikehold	35
Internasjonal garanti	44
Teknisk informasjon	48

Innhold

Følgende deler er inkludert i pakken:

RC-A



2x AAAA
batterier




Bruksanvisning



Oversikt

- 1 Volum opp
- 2 Volum ned
- 3 Programknapp
- 4 Statuslys
- 5 Batteriluke
- 6 Finger-grop
- 7 Feste til snor






Innsetting og fjerning av batterier

RC-A benytter 2 stk. Alkaline AAAA batterier. Følg instruksjonene under for batteribytte.

Batterilevetiden avhenger av hvordan og hvor mye du bruker fjernkontrollen. Normal bruk krever nytt batteri omtrent en gang pr. år. Resirkuler batteriene eller returner dem til utsalgsstedet.



Ta av batteridekselet

1. Bruk tommelfingeren og trykk ned som vist på bildet
2. Bruk den andre tommelfingeren til å skyve batteridekselet i retningen som indikert.
3. Løft av dekselet.
4. Sett i batteriene. Pass på at "+" på batteriene står mot "+" i batteriskuffen.



Sett på batteridekselet

1. Plasser batteridekselet omtrent 6 mm fra toppen av fjernkontrollen.
2. Skyv dekselet som vist til du merker et klikk.



Viktig

Tving ikke batteridekselet på plass. Hvis du må bruke makt er det ikke satt i riktig posisjon.

Paring av fjernkontroll og høreapparater

RC-A er personlig og kan brukes mot ett sett høreapparater. RC-A kan betjene inntil to høreapparater om gangen etter paring.

Før du kan ta i bruk RC-A må den pares med høreapparatene dine.

Du kan velge å enten pare RC-A med begge høreapparatene samtidig, eller med ett om gangen. Du må gjenta paringsprosessen dersom du velger å pare ett høreapparat om gangen.

Bruksanvisningen beskriver hvordan høreapparatene blir paret med RC-A.

Klargjør fjernkontroll

1. Sjekk at batteriene virker ved å trykke på en vilkårlig knapp på RC-A. Med fungerende batterier vil statuslyset på RC-A lyse så lenge du holder knappen inne.



Klargjør høreapparatene


2. Start høreapparatene på nytt for å aktivere paringsmodus. Se bruksanvisningen for høreapparatene dine angående hvordan du slår høreapparatene av og på igjen.

Vent i cirka 10 sekunder – til høreapparatene er helt slått på og en melodi har blitt spilt. Dette indikerer at strømmen er på.

Høreapparatene vil være i paringsmodus i 3 minutter.

Avstand ved paring

3. Legg begge høreapparatene ved RC-A (innenfor 20 cm).



Paring

4. Trykk hvilken som helst knapp på RC-A og paringen med høreapparatene starter automatisk.




Når statuslyset på RC-A lyser grønt i 10 sek. er paringen fullført.

Fjern paringen mellom RC-A og høreapparatene

RC-A kan pares med ett sett høreapparater om gangen. Hvis du behøver å pare RC-A til et annet sett med høreapparater, må du først fjerne den gjeldende paringen.

For å fjerne den gjeldende paringen, trykk og hold inne de tre knappene samtidig i 5 sekunder.



Trykk og hold inne i ca. 5 sek. for å slette gjeldende paring


Når statuslyset på RC-A lyser stabilt grønt i 10 sekunder, er paringen fjernet. RC-A er igjen klar for å bli paret med høreapparatene (se side 14).

Rekkevidde

Med RC-A kan du betjene høreapparatene innenfor en rekkevidde på 1,8 meter.

Det er ikke nødvendig med fri sikt mellom RC-A og høreapparatene.

Hvis begge høreapparatene er paret med RC-A vil endringene skje samtidig.



Varslinger

Visuell varsling

Statuslyset på RC-A lyser når man trykker på en knapp.



Varsling ved lyd

Du vil høre en lyd i høreapparatene når en endring utføres.

Lavt batterinivå

Hvis batteriene er svake, vil statuslyset blinke hurtig når det trykkes på en knapp. I så fall bytter du batterier ved første anledning.



Bytte program

Med RC-A kan du bytte program i høreapparatene dersom din audiograf har lagt inn flere lytteprogrammer.

Trykk på programknappen for å bytte program i høreapparatene. Hvert trykk tar deg til neste program i programrekken.



Trykk for å bytte program

Viktig

Les bruksanvisningen som fulgte med høreapparatene for mer informasjon om funksjoner.

Justering av volum

Med RC-A kan du justere volumet i høreapparatene.

Du vil høre en kort bekreftelsestone i høreapparatene når volumet justeres.

Trykk på volum opp-knappen.

Trykk på volum ned-knappen.



Trykk "+"
for å øke volumet



Trykk "- "
for å redusere
volumet

Mute (slå av lyden)

Benytt mute-funksjonen dersom du behøver å slå lyden helt av i høreapparatene mens du har de på. Trykk og hold volum ned-knappen inne i ca. 2 sekunder til statuslyset slukkes for å slå av lyden.

Slå på lyden

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå lyden på igjen.



Trykk og hold i ca. 2 sekunder
for å slå av lyden

Viktig

Les bruksanvisningen som fulgte med høreapparatene
for mer informasjon om funksjonalitet.

Tastelås

For å hindre ufrivillige justeringer mens RC-A ligger i lommen, kan du aktivere tastelåsen.

Aktivere tastelås

1. Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i 3–4 sekunder.



Trykk og hold inne i ca. 3–4 sekunder for å aktivere tastelåsen

2. Statuslyset vil blinke to ganger når tastelåsen er på.

For å forsikre deg om at tastelåsen er på, trykker du på hvilken som helst knapp. Statuslyset vil blinke tre ganger for å bekrefte at tastelåsen er slått på.

Deaktivere tastelås

1. Trykk og hold inne volum ned- og programknappen i 3–4 sekunder.
2. Statuslyset vil lyse til tastelåsen er deaktivert.

Bruk av snor

RC-A er utstyrt med et feste der du kan montere en snor.

1. Fjern batteridekselet (se side 10 og 11).
2. Tre en tynn snor gjennom hullene.



Bruk og vedlikehold

Hold RC-A over et mykt underlag når du bytter batterier eller rengjør den i tilfelle du skulle være uheldig å miste den.

Viktig

Bruk en myk, tørr klut for å rengjøre fjernkontrollen.
Unngå at RC-A blir våt.

Advarsler

For din personlige sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, bør du gjøre deg kjent med følgende generelle advarsler før du bruker RC-A. Kontakt din audiograf hvis du opplever uventede operasjoner eller alvorlige hendelser med RC-A under bruk eller på grunn av bruken. Din audiograf vil støtte deg med problemløsing og, hvis relevant, rapportering til produsent og / eller de nasjonale myndighetene.

OBS! Små deler

- RC-A er ikke et leketøy og må holdes unna barn eller andre som kan svelge deler eller på annen måte skade seg selv.

Hvis en del svelges, oppsøk lege umiddelbart.

For din sikkerhet

- RC-A er ikke et leketøy og må holdes unna barn eller andre for å unngå uønskede justeringer eller feilaktig bruk.

Bruk av snor

- Ved bruk av håndlenke (snor) anbefaler vi at denne er godt tilpasset sitt formål. Bruk aldri halssnor da dette kan føre til kvelning.

Batterier

- Benytt alltid batterier anbefalt av din audiograf eller leverandør. Batterier av dårlig kvalitet kan lekke og forårsake skader på huden.
- Lad aldri batteriene og ikke brenn utladede batterier. Det er da en risiko for at de kan eksplodere.

Implantater

- RC-A er grundig testet og karakterisert for menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio - SAR), industert elektromagnetisk kraft og spenninger i menneskekroppen. Eksponeringsverdiene ligger godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, industert elektromagnetisk kraft og spenninger i menneskekroppen som er definert i standarder for menneskers helse og sameksistens med aktive medisinske implantater som pacemakere og hjertedefibrillatorer.
- Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, kontakt produsenten av den implanterbare enheten for informasjon om risikoen for forstyrrelse.

Advarsler

Røntgen, CT/MR/skanning, elektroshokk og operasjoner

- Ikke bruk RC-A i forbindelse med røntgen, CT/MR/skanning, elektroshokk og operasjoner.

Mulige bivirkninger

- De allergivennlige materialene brukt i RC-A kan i enkelte tilfeller forårsake hudirritasjoner og andre bivirkninger.

Vennligst oppsøk lege hvis disse forholdene oppstår.

Varme og kjemikalier

- RC-A må aldri utsettes for ekstrem varme som f.eks i en bil som står parkert i sola.
- Tørk aldri RC-A i en mikrobølgeovn eller andre ovner.
- Kjemikalier i kosmetikk, hårspray, parfyme, solkrem osv. kan skade fjernkontrollen. Fjern alltid RC-A før du benytter slike produkter.

Bruk av fjernkontroll mens du kjører

- Å benytte RC-A mens du kjører kan forstyrre deg. Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker RC-A. Vennligst følg nasjonale trafikklover om bruk av kommunikasjonsenheter mens du er i trafikken.

Advarsler

Bruk av fjernkontroll på fly

- RC-A benytter Bluetooth®. RC-A bør ikke benyttes om bord i fly unntatt hvis tillatelse er gitt av flyets personell.

Interferens

- RC-A er blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Det kan imidlertid oppstå interferens mellom RC-A og andre enheter, (f.eks. med enkelte mobiltelefoner, butikkalarmer og andre trådløse enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom RC-A og enheten som skaper interferens.

Internasjonal garanti

RC-A dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen.

Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve fjernkontrollen, men ikke tilbehør slik som batterier, kabler, strømforsyning, osv. Garantien dekker IKKE feil som oppstår grunnet misbruk, feilbehandling, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av uautorisert personell, at den blir utsatt for etsende væske, skade forårsaket av fremmedlegeme i RC-A eller feiljusteringer.

Denne garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan ha utstedt en garanti som går utover denne begrensede garantien. Ta kontakt med din audiograf for ytterligere informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta RC-A med til audiografen din som kan være behjelpelig med å løse små problemer og justeringer.

Dato: _____ Modell: _____

Garantiperiode: _____

Serienummer: _____

Hørselsentral/klinikk

Teknisk informasjon

Modell	RC-3B
--------	-------

Bruksvilkår

Driftsforhold	Temperatur: 5 °C til 40 °C Luftfuktighet: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
---------------	--

Lagring og transportforhold	Temperatur: -25 °C til 70 °C Luftfuktighet: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
--------------------------------	--

Mål	75,3 x 35 x 11,8 mm; vekt 32,7 g (inkl. batterier)
Kompatibilitet	Bernafon høreapparater med 2,4 GHz radioteknologi
Type batteri	2 x AAAA
Batteritid ved normal bruk	12 mnd
Rekkevidde	Inntil 1,8 m
Statuslys	Grønt LED

Sender:

Frekvens 2,402 GHz – 2,480 GHz (ISM Bånd)

Antall kanaler 39

Output <10 dBm EIRP

Båndbredde 1 MHz

Type modulasjon GFSK

ITU benevnelse F7D

RC-A inneholder en radiosender som bruker Bluetooth Low Energy (BLE). Radiosenderen er svak og alltid under 10 mW lik 10 dBm i total utstrålt effekt. RC-A overholder internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering for mennesker.

På grunn av begrenset plass på RC-A, er alle relevante godkjenningsmerker å finne i denne bruksanvisningen.

USA and Canada

This device is certified under:

FCC ID: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:





1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.






Notice

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Informasjon og forklaring av symboler

	<p>Advarsler Tekst markert med dette symbolet må leses før produktet tas i bruk.</p>
	<p>Produsent Produktet er produsert av produsenten som står nevnt ved siden av symbolet. Indikerer produsent av medisinsk utstyr, som er definert i EU Direktiv 2017/745 og 2017/746.</p>
	<p>CE merking Produktet oppfyller kravene i henhold til Direktiv 2017/745.</p>
	<p>Elektronisk avfall (WEEE) Vennligst resirkuler høreapparater, tilbehør og batterier eller returner dem til din audiograf. Det Europeiske direktiv 2012/19/EU om avfallshåndtering gjelder.</p>

	<p>Regulatory Compliance Mark (RCM) Produktet samsvarer med krav til elektronisk sikkerhet, EMC og radio spektrum for produkter som leveres til Australia og New Zealand.</p>
	<p>Japan TELEC symbol Merke som indikerer sertifisert radioutstyr.</p>
<div data-bbox="107 510 270 598" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Complies with IMDA Standards DA103820</p> </div>	<p>Singapore IMDA-merke Indikerer at enheten er i overensstemmelse med standarder og spesifikasjoner utgitt av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og er kompatibel med offentlige telekommunikasjonsnettverk i Singapore og forårsaker ikke forstyrrelser mot annen autorisert radiokommunikasjonsnettverk.</p>
	<p>Medisinsk utstyr Enheten er et medisinsk utstyr.</p>
	<p>Hold tørt Indikerer medisinsk utstyr som må holdes tørt.</p>

 Bluetooth®	<p>Bluetooth-logo Registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. der bruk av slikt krever lisens.</p>
	<p>Forsiktighet Se advarsler i bruksanvisningen.</p>
	<p>Katalognummer Viser produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.</p>
	<p>Serienummer Indikerer produsentens serienummer slik at det spesifikke medisinske utstyret kan identifiseres.</p>
	<p>Batteri Indikerer type og batteriinnsetting.</p>

Herved erklærer produsenten at denne fjernkontroll er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 2014/53/EC.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos produsent:



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com



Avfall fra elektronisk
utstyr må behandles etter
lokale bestemmelser.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

214496/NO

<

>8,15 mm



<19 mm >

< >9,0 mm

<15 mm

>

Hovedkontor

Bernafon AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Switzerland

www.bernafon.com



0000214496000001

bernafon 

Your hearing • Our passion