

PRODUKTKATALOG

Synshjelpemidler

–prisforhandlet NAV sortiment 2025-2027

Avtalenummer: 23-30041



- helping people

Cantec AS

Cantec AS ble etablert i 1986 under navnet GEWA AS, og er i dag et heleid norsk selskap. Vår visjon er å være en ledende leverandør av elektroniske hjelpemidler i det norske markedet – for mennesker i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. Gjennom høy faglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid arbeider vi kontinuerlig for å tilby innovative og tilpassede løsninger innen områdene syn, hørsel, velferdsteknologi, varsling og kommunikasjon. Vårt hovedkontor ligger på Sofiemyr, like utenfor Oslo, og våre produktspecialister har opptil 30 års erfaring innen sine fagfelt. Vi samarbeider tett med hjelpemiddelsentraler, hørselssentraler og øvrige fagmiljøer i hele landet. Cantec tilbyr også opplæring og kurs for fagpersonell, med mål om å sikre best mulig tilpasning og bruk av våre løsninger. Vår tilnærming er alltid brukersentrert. Besøk gjerne vår hjemmeside www.cantec.no, eller følg oss på Facebook og Instagram.



Besøksadresse: Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr telefon: 66996000 / post@cantec.no

Synshjelpemidler fra Cantec AS

Denne katalogen gir en oversikt over synshjelpemidlene Cantec AS tilbyr – både produkter som leveres gjennom avtale med NAV/Hjelpemiddelsentralen, og øvrige produkter som selges utenfor NAV-avtalen.

Katalogen er delt inn i to hoveddeler: **Synshjelpemidler** - med NAV-avtale Her finner du produkter som inngår i NAVs prisforhandlede sortiment. Avtalenummer: 23-30041

Øvrige synshjelpemidler – uten NAV-avtale.

Cantec AS overtok i 2018 ansvaret for synshjelpemidlene fra Bojo AS. Fra og med 1. september 2021 er også Handy Tech og deres produktsortiment fullt integrert i vårt tilbud – nå samlet under Cantec-navnet og -logoen. For mer utfyllende produktinformasjon, brosjyrer og teknisk dokumentasjon anbefaler vi finnhjelpemiddel.nav.no som en nyttig og oppdatert ressurs. Informasjon om søknadsprosessen for NAV-relaterte hjelpemidler finner du på www.nav.no.

Med forbehold om trykkfeil. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer som kan forekomme etter at katalogen er trykket.



Din kontakt på synshjelpemidler



MAGNAR HØGALMEN

SENIOR PRODUKTSPELIALIST - SALG OG
BRUKERSTØTTE

Magnar har lang og solid erfaring med brukerstøtte og rådgivning innen synshjelpemidler og regnes som en av de mest kompetente på feltet i Norge. Han kombinerer egen brukerinnsikt med solid teknisk kunnskap, og jobber løsningsorientert med stort engasjement for dem han hjelper.

Telefon: 924 35 363

mh@cantec.no



MARIE BERG

-FORTIDEN I FORELDREPERMISJON

PRODUKTSPELIALIST - OPTIKER BSC OG SALG

Marie har lang erfaring som optiker og solid kompetanse innen synshjelpemidler.

Hun har et sterkt fokus på brukerbehov, og er alltid opptatt av å finne den beste løsningen for hver enkelt.

Telefon: 482 62 523

Mb@cantec.no

Elektroniske lese Tv systemer

For mange kan et lesetv-system være til uvurderlig hjelp i hverdagen når vanlige briller ikke lenger gir tilstrekkelig forstørrelse. Vi tilbyr alt fra små, håndholdte enheter på til større, stasjonære løsninger – alle utviklet for å gjøre lesing og visuell informasjon mer tilgjengelig. Disse digitale hjelpemidlene fungerer som forstørrelsesglass med mulighet for å justere bildestørrelse, fargeinnstillinger og kontrast etter individuelle behov. Hos Cantec AS finner du et bredt utvalg av modeller i ulike størrelser og utførelser.



Explore 5 HD

- Rangering 1
- Delkontrakt: 1A
- HMS nr. 291885
- Artikkel nr. 1166200
- Produsent: HumanWare

Med krystallklar bildekvalitet på alle forstørrelsesnivåer, gir Explore 5 HD en sømløs og behagelig leseopplevelse. Det fleksible HD-kameraet justeres trinnløst mellom nær- og avstandsvisning, og gir deg muligheten til både å lese tekst nært og se detaljer på kort avstand – perfekt til både hjemmebruk og når du er på farten. En innebygd speilfunksjon utvider bruksområdet ytterligere, mens det utfellbare håndtaket også fungerer som et praktisk lesestativ. Med store, taktile knapper i høy kontrast er betjeningen enkel og intuitiv – selv for brukere med nedsatt syn. Slå på – fell ut – og les. Med Explore 5 HD er du i gang på 1-2-3.

Produktinformasjon

- Antall kontrastfarger: 16
- Skjermstørrelse: 5 tommer
- Forstørrelsesgrad min-maks: 2,0-22x
- Antall betjeningsknapper: 5
- Fokuseringsmåte: auto/låst
- Fryst bildefunksjon: ja
- Brukstid batteridrift: 3,5 timer
- Ladetid: 3 timer
- Batteri: oppladbart
- Vekt komplett: 228 g Mål: 9x14 x 2 cm
- Leveres med bærevekke



Explorē 12

- Rangering 2
- Delkontrakt: 1C
- HMS nr. 332061
- Artikkel nr. FGEX-1020
- Produsent: HumanWare

Explorē 12 er en bærbar digital lupe med stor, skarp skjerm og intuitiv berøringsstyring. Den gir et sylskarpt og kontrastfylt bilde, slik at tekst og detaljer fremstår tydelig og lettlesete. Forstørr enkelt innholdet til ønsket størrelse, enten du leser på nært hold eller ønsker å se objekter på avstand. Med kombinasjonen av høy bildeklarhet og fleksibel bruk er explorē 12 et praktisk hjelpemiddel for både lesing og visning av bilder i hverdagen.

Tekniske data

- Nettbrettstørrelse: 282,5 x 202 x 24 mm
- Skjerm: 12" ISP LCD med touchskjerm
- Vekt: 1134 g
- Strøminntak: USB Type C-kontakt. 5V@3A, 9V@2A eller 12V@1,5A
- Batteritid: 3,5 timer basismodus og/eller avstandsmodus og 2 timer i stand-modus med LED-lys på
- Ladetid: 4 timer (når enheten er av)
- Forstørrelse: 2-30x med innebygget støtte. 1-15x på stativ
- Høyoppløselig videoutgangskompatibilitet: Støttet høyoppløselige videoutgangsformater:
1280x720p 60Hz, 50Hz
1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz
1920x1080i 60Hz, 50Hz
- Ingen støtte for DVI-emulering.

MERK: Høyoppløselig ytelse kan variere fra spesifikasjonene ved bruk av noen eksterne skjermer eller skjermer.

Driftsforhold:

- 30 språk
- Temperatur: 10 °C til 40 °C / 50 °F til 104 °F
- Luftfuktighet: 20 % til 80 %
- Transport- og lagringsforhold:
- Temperatur: -20 °C til 60 °C / -4 °F til 140 °F
- Luftfuktighet: 10 % til 95 %

Kan leveres på forespørsel:


- Stativ (Stativstørrelse: 345 x 270 x 35,5 mm)
- Vekt med stativ: 2268 g



ONYX Deskset HD

- Rangering 2
- Delkontrakt: 2A
- HMS nr. ONYX Deskset HD22: 332062 - ONYX Deskset HD24: 332063
- Artikkel nr. ONYX Deskset HD22 900520-007 - ONYX Deskset HD24 900540-007
- Produsent: Freedom Scientific

Bærbar lese-TV med håndtak for enkel transport. Autofokus gir klart bilde uten manuell justering, og fokaslås holder kameraet stabilt ved oppgaver med bevegelse. Enheten husker dine innstillinger automatisk. Finn-funksjonen gjør det enkelt å zoome ut for oversikt og inn igjen for detaljert lesing.



Modell	ONYX Deskset HD22	ONYX Deskset HD24
Bredde	46 cm	51 cm
Forstørrelsesgrad maks	120 ganger	131 ganger
Høyde	57 cm	47 cm
Skjermstørrelse	22 tommer	24 tommer
Vekt	6,7 kg	7,3 kg

Felles egenskaper

- Avstandskamera: ja
- Antall betjeningsknapper 17 x
- Dybde 19 cm
- Forstørrelsesgrad min: 1,5 ganger
- Leselinje: ja

Leselister, noteringsenheter og punktprintere

– tilpasset dine behov

Cantec AS tilbyr et bredt og variert utvalg av leselister, noteringsenheter og punktprintere. Med over 30 års erfaring innen synshjelpemidler har vi opparbeidet oss en unik kompetanse på området. Vi vet at en leselist er et personlig hjelpemiddel – og at behovene kan variere stort fra person til person. Noen foretrekker små og lette modeller, mens andre ønsker større og mer robuste løsninger. Hos Cantec får du rådgivning og veiledning basert på dine ønsker, behov og bruksområde – slik at du får det hjelpemiddelet som passer best for deg. I denne katalogen presenterer vi de produktene som er inkludert i NAVs gjeldende avtale, og som derfor er tilgjengelige gjennom offentlig støtteordning.



Focus 14 Blue V5

- Rangering 1
- Delkontrakt: 6A
- HMS nr. 240225
- Artikkel nr. 1162000
- Produsent: VFO Freedom

Focus 14 Blue V5 er en oppdatert og moderne leseleser som nå er inne i sin femte generasjon. Gjennom flere versjoner har den vært et ledende produkt innen leselesersystemer, og er fortsatt et førstevalg for mange. Denne bærbare leseleseren har 14 punktsceller og et innebygd punktastatur. Den kan enkelt kobles til smarttelefon, nettbrett eller PC – enten via Bluetooth eller USB-C. Den kompakte størrelsen gjør den enkel å ta med seg, uansett hvor du er. Bytte mellom USB og Bluetooth går raskt og sømløst. Det godt plasserte punktastaturet gir en behagelig skriveopplevelse med lavt støynivå, og en enkel noteringsfunksjon er inkludert for rask registrering av tekst. Punktcellene har justerbart pinnetrykk, slik at du kan tilpasse følelsen etter behov. Enheten har også god batterikapasitet og lang brukstid.

Produktinformasjon

- Antall celler: 14
- Type celler: Flate
- Noteringsfunksjon: Ja
- Operativsystemer: Windows, Apple iOS, Apple macOS, Android, Linux
- Skjermlesere: JAWS, SuperNova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Kompatible enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB-C, Bluetooth Minne: 32 GB
- Batteritid: Opptil 20 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Etu/bæreveske: Ja
- Størrelse: 160 x 19 x 82 mm Vekt: 280 g



Braille BI 20X

- Rangering 3
- Delkontrakt: 6A
- HMS nr. 291962
- Artikkel nr. 1162305
- Produsent: HumanWare

Braille BI 20X er en ultrakompakt og brukervennlig 20-cellers leseleser, utviklet for deg som ønsker fleksibilitet og mobilitet. Den kobles enkelt til enheter via USB-C eller Bluetooth, og har et svært komfortabelt punktastatur som gir en effektiv og stillegående skriveopplevelse. Enheten støtter tilkobling til iOS, Android, Windows og Mac, og kan blant annet låse opp iPhone direkte med ett trykk på en markørhenter. Dette gir rask og intuitiv tilgang til mobilenheten din. Leselisten leveres med KeySoft Lite, et brukervennlig grensesnitt som gir deg enkel tilgang til innebygde programmer som teksteditor, kalkulator, filbehandler og DAISY-leser. Den støtter også trådløs programvareoppdatering via innebygd Wi-Fi (2,4 GHz). Batteriet har god kapasitet og holder til langvarig bruk uten lading.

Produktinformasjon

- Antall celler: 20
- Type celler: Flate
- Operativsystemer: Windows, Apple iOS, Apple macOS, Android, Linux
- Skjermlesere: JAWS, SuperNova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Kompatible enheter: iPhone, iPad, Android
Tilkobling: USB-C, Bluetooth
- Minne: 16 GB
- Batteritid: Opptil 20 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Etu/bæreeveske: Ja
- Størrelse: 2,3 x 19 x 9 cm
- Vekt: 480 g
- Strømforsyning: 3,7 V
- Språkstøtte: 14 språk, inkludert arabisk



Focus 40 Blue V5

- Rangering 1
- Delkontrakt: 6C
- HMS nr. 236832
- Artikkel nr. 450254
- Produsent: VFO Freedom

Focus 40 Blue V5 er en kraftig og pålitelig leseleser, nå i sin femte generasjon. Gjennom flere versjoner har den vært en av de ledende løsningene innen leselesersystemer, og er fortsatt foretrukket verktøy for mange brukere. Denne bærbare leseleseren har 40 punktsceller og et innebygd punktastatur, og kan kobles til smarttelefon, nettbrett og PC via Bluetooth eller USB-C. Den er designet for å være lett å ta med seg, og gir rask tilgang til de fleste enheter – uansett hvor du befinner deg. Det er enkelt å veksle mellom USB og Bluetooth, og tastaturet er godt plassert for støysvak og behagelig skriving. Enheten har også en praktisk noteringsfunksjon og punktceller med justerbart pinnetrykk, slik at du kan tilpasse lesingen etter egne preferanser. Den har i tillegg solid batterikapasitet for lang brukstid.

Produktinformasjon

- Antall celler: 40
- Type celler: Flate
- Operativsystemer: Windows, Apple iOS, Apple macOS, Android, Linux
- Skjermlesere: JAWS, SuperNova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Kompatible enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB-C, Bluetooth
- Minne: 32 GB
- Batteritid: Opptil 20 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Etui/bæreeveske: Ja
- Størrelse: 2 x 37 x 8 cm
- Vekt: 650 g
- Strømforsyning: 5 V



Braille BI 40X

- Rangering 2
- Delkontrakt: 6C
- HMS nr. 175086
- Artikkel nr. 175086
- Produsent: HumanWare

Braille BI 40X er en svært kompakt og kraftig leseleser med 40 punktseller, utviklet for brukere som ønsker maksimal funksjonalitet i et bærbart format. Enheten kobles enkelt til via USB-C eller Bluetooth, og er kompatibel med iOS, Android, Windows og Mac. Leselisten har et svært komfortabelt punktastatur som gir en presis og stillegående skriveopplevelse. Den kan blant annet låse opp iPhone direkte med et trykk på en markørhenter, som gjør bruk på farten både rask og effektiv. Med KeySoft Lite får du enkel tilgang til innebygde programmer som teksteditor, kalkulator, filbehandler og DAISY-leser. Leselisten støtter trådløs oppdatering av programvaren via integrert Wi-Fi (2,4 GHz og 5 GHz). Enheten har solid batterikapasitet, som gir deg opptil 20 timers brukstid per lading.

Produktinformasjon

- Antall celler: 40
- Type celler: flate
- Operativsystemer: Windows, Apple iOS, Apple OSX, Android, Linux
- Skjermlesere: JAWS, Supernova, NVDA, VoiceOver, BrailleBack.
- Mobile enheter: iPhone, iPod touch, Android
- Tilkobling: USB HID, Bluetooth 2.1
- Minne: 32
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreeske: ja
- Størrelse: 2x30x9 mm
- Vekt: 650g
- Strømforsyning: 5 V



Mantis Q40

- Rangering 3
- Delkontrakt: 6C
- HMS nr. 292157
- Artikkel nr. 1162325
- Produsent: APH, American Printing House for the Blind

Mantis Q40 kombinerer det beste fra to verdener: en 40-cellers leselest integrert med et QWERTY-tastatur i ett og samme produkt slik at du slipper å velge mellom skrive og leseverktøy. Mantis gir deg begge deler, i en lett og bærbar enhet. Enheten er ideell for skole, arbeid og hjemmebruk, og kommer med flere innebygde applikasjoner og funksjoner som gjør det enkelt å være produktiv – uansett hvor du er.

Produktinformasjon

- 40 punktceller og fullt QWERTY-tastatur
- Koble til opptil 5 Bluetooth-enheter og 1 USB-enhet samtidig
- Innebygde applikasjoner som:
 - DAISY-bokleser
 - Kalkulator
 - Notatverktøy
 - Filbehandler
 - Terminalmodus
 - Klokke og dato
- Støtte for eksamensmodus (for bruk i test- og skolesituasjoner)
- Tilgang til nettbaserte biblioteker, inkludert Tibi og Bookshare
- Punktskriftoversettelse er innebygd
- Kompatibel med mange filformater: .doc, .docx, .txt, .brf, .brl, .pdf m.fl.
- HumanWare signatur-tommeltaster for effektiv navigasjon
- Batteritid: Opptil 20 timer (oppladbart batteri)



Skjermleserkompatibilitet

- JAWS, SuperNova
- NVDA
- VoiceOver (iOS og macOS)

Språkstøtte

- Støtter 12 språk, inkludert norsk

Focus 40 Blue V5 – uten tastatur

- Rangering 1
- Delkontrakt: 6B
- HMS nr. 243332
- Artikkel nr. 101620
- Produsent: VFO Freedom

Focus 40 Blue V5 er femte generasjon av den populære og kompakte 40-cellers leselisten – nå tilgjengelig uten punktastatur. Dette gjør den ideell for brukere som ønsker en ren og enkel leseløsning uten skrivefunksjon.

Enheten støtter Bluetooth 4.1 og USB-C, og gjør det svært enkelt å bytte mellom opptil 5 Bluetooth-enheter og 1 USB-enhet med et enkelt tastetrykk. Focus 40 Blue er kjent for sin solide konstruksjon, og har bestått grundige støt- og slitestester for å tåle daglig bruk, også i krevende miljøer. Den innebygde noteringsfunksjonen gjør det mulig å lagre informasjon direkte på leselisten. Med lav vekt og kompakt størrelse er den lett å ta med seg perfekt for mobil bruk.

Produktinformasjon

- Antall celler: 40
- Type celler: Flate
- Punktastatur: Nei
- Taster: 8 tommeltaster, 5 funksjonstaster
- Noteringsfunksjon: Ja (8 GB internminne)
- Tilkobling: USB-C, Bluetooth 4.1 (opptil 5 enheter samtidig)
- Etui/bæreeske: Ja
- Størrelse: (B x H x D): 368 x 78 x 19 mm
- Vekt: 456 g
- Strømforsyning: 5 V via USB
- NAV-post: 15/4616 (6b)
- Operativsystemer: Windows, iOS (v11+), macOS, Android
- Skjermlesere: JAWS, NVDA, BrailleBack, SuperNova
- Kompatible enheter: iPhone, iPad, iPod (VoiceOver), Android
- Batteritid: Opptil 20 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Etui/bæreeske: Ja



Basic Braille 40 BT

- Rangering 2
- Delkontrakt: 6B
- HMS nr. 330652
- Artikkel nr. 140150
- Produsent: Help Tech
- Elektronik

Fleksibel tilkobling – bruk både PC og iPhone samtidig!

Basic Braille 40 BT er en del av en serie leselister med flate og stillegående celler. Den gir deg muligheten til å være tilkoblet på flere enheter samtidig – for eksempel både iPhone og PC – via USB eller Bluetooth.

Kompatibel og brukervennlig

Leselisten fungerer sømløst med alle de vanligste skjermleserne, som JAWS,

SuperNova og NVDA. Den støtter både Windows- og Apple-enheter, og er enkel å sette opp og bruke.

Produktinformasjon

- Antall: celler 40 stk.
- Apple: Ja
- Apple: IOS Ja
- Apple: OSX Ja
- Batteri brukstid: 12 timer
- Bluetooth: Ja
- Bredder: 34,7 cm
- Dybde: 1,95 cm
- Høyde: 9,15 cm
- Iphone: Ja
- Ipod touch: Ja
- Jaws: Ja
- Linux: Ja
- Strømforsyning: 5 volt
- Supernova: Ja
- Type celler: Flate
- USB tilkobling: Ja
- Vekt: 730 kg
- Windows: Ja



Focus 80 Blue V5

- Rangering 1
- Delkontrakt: 6D
- HMS nr. 253144
- Artikkel nr. 1162001
- Produsent: VFO Freedom

Focus 80 Blue V5 er femte generasjon i den anerkjente Focus-serien. Dette er en moderne, solid og lett leselist med 80 punktsceller og innebygd punktastatur. Den er designet for stasjonær bruk, og passer perfekt for deg som jobber mye med tekst og trenger god oversikt. Focus-serien har i mange år vært blant verdens mest brukte og pålitelige leselister. Med støtte for både Bluetooth og USB-C, er det enkelt å veksle mellom tilkoblede enheter. Det integrerte punktastaturet gir en rask, presis og stillegående skriveopplevelse, og punktcellene har justerbart pinnetrykk, slik at du kan tilpasse lesefølelsen etter dine preferanser. Focus 80 Blue V5 kombinerer høy kvalitet, god batterikapasitet og fleksibel tilkobling i én kraftig og brukervennlig enhet.

Produktinformasjon

- Antall celler: 80
- Type celler: Flate
- Punktastatur: Ja
- Tilkobling: USB-C, Bluetooth
- Minne: 32 GB
- Batteritid: Opptil 10 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Etui/bæreseske: Ja
- Størrelse (H x B x D): 2 x 62 x 8 cm
- Vekt: 1,2 kg
- Strømforsyning: 5 V via USB
- Størrelse (H x B x D): 2 x 62 x 8 cm
- Vekt: 1,2 kg
- Strømforsyning: 5 V via USB
- Operativsystemer: Windows, Apple iOS, Apple macOS, Linux, Android
- Skjermlesere: JAWS, SuperNova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Kompatible mobile enheter: iPhone, iPad



SpotDot printer

- Rangering 1
- Delkontrakt: 7B
- HMS.nr. 144197
- Artikkel nr.100216
- Produsent: ViewPlus
- HMS nr. 292003 - Oppgradering
- Tiger inntil 3 steg

SpotDot er en kombinert punkt- og fargeskriver med automatisk arkmater, designet for personlig og profesjonell bruk. Den tilbyr en unik mulighet: du kan skrive ut både taktilt (punkt) og i farger - samtidig, på én og samme skriver. Dette gjør SpotDot ideell i mange sammenhenger, fra barnehage og skole til jobb og privat bruk hvor det er behov for visuelt og taktilt tilgjengelige dokumenter.

Produktinformasjon

- punkt- og fargeutskrift samtidig
- Utskrifter som visuelt matcher standard HP-blekkskrivere
- Windows-driver og programvarepakke inkludert:
 - Tiger Software Suite (TSS)
 - Enkel konvertering fra Microsoft Office til punktskrift
- Støtter fullskrift og alle offisielle kortskriftnivåer i Norge (og flere andre språk)
- Støtter punktgrafikk fra alle programmer som har utskriftsstøtte
- Mulighet til å kombinere punktskrift med tabeller, diagrammer, bilder og grafikk
- Variabel punkt-høyde gir mulighet til å illustrere farger og nivåforskjeller taktilt

Bruksområder

Utskrift av tegninger i barnehage/skole med både visuell og taktil informasjon.

Tilgjengelig dokumentproduksjon for studier, arbeid og privat bruk.

Brukervennlig for både seende og blinde – det som vises på skjermen, gjengis i punkter.

Tilbehør

Lydisolerende boks (ekstrautstyr):

Spesialdesignet for å romme hele SpotDot-skriveren, inkludert arkmater og utskriftsbrett

Anbefales dersom enheten skal brukes i åpne kontormiljøer eller steder uten lydisolering



Lydbokspillere

Lydbokspillere, ofte omtalt som Daisy-spillere, er spesialutviklede enheter for å spille av lydbøker og annen tekstbasert informasjon. De er ideelle for personer med nedsatt syn, lesevansker eller andre utfordringer med å lese.

Spillerne kan lese innhold fra ulike medier, som:

- CD-plater
- Minnebrikker (USB/SD)
- Nedlastede bøker fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (TIBI)

Hva er DAISY? DAISY står for Digital Accessible Information System – en internasjonal standard for lydbøker og tekstformidling, utviklet for å gjøre trykt informasjon så tilgjengelig og navigerbar som mulig for alle med leseutfordringer.

Våre produkter

Hos Cantec AS finner du et godt utvalg av de mest brukte og pålitelige Daisy-spillerne på markedet fra den anerkjente produsenten HumanWare.

Vi tilbyr blant annet:

- Victor Reader Stratus – brukervennlig spiller med CD og enkel navigasjon
- Victor Reader Stream – avansert modell med Wi-Fi, intern lagring og støtte for direkte nedlasting fra Tibi



Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur

Tibi er biblioteket for deg som har vansker med å lese visuell tekst på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom. Vi lager og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift.

Ikke la synet ødelegge lesegledden!

Tibi har tusenvis av lydbøker i samlingen. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle sjangre

Lytt til bøkene med mobil, nettbrett, PC eller DAISY-spiller

Besøk www.tibi.no



Victor Reader Stratus 4

- Rangering 1
- Delkontrakt 2B
- HMS nr. 173716
- Artikkel nr. 150099
- Produsent: HumanWare

Victor Reader Stratus 4 er den ideelle lydbokspilleren for deg som ønsker enkel betjening, god lyd og pålitelig funksjonalitet. Den er designet med brukervennlighet i fokus – med tydelige, taktile taster og et oversiktlig oppsett som gjør den svært enkel å bruke, også for personer med nedsatt syn eller motorikk. Dette er en stadig bordmodell med moderne design og et praktisk bærehåndtak som gjør den lett å flytte. En innebygd sovetimer og klokke gir ekstra funksjonalitet, og det kraftige batteriet sørger for opptil 10 timers bruk på én lading.

Produktinformasjon

- Lagringsminne: Nei
- USB: Nei
- Minnekort slot: Nei
- Wi-Fi / Mobildata: Nei
- Strømforsyning (V): 12
- Batteritid: Opptil 10 timer
- Ladetid: Ca. 4 timer
- Deksel: Ja
- CD-spiller: Ja
- Dokumentleser: Nei
- Lydformat: MP3, WMA, WAV, AAC, AMR-WB+, FLAC, Ogg Vorbis, Speex
- Støttede DAISY-formater: 2.0, 2.0.2 og ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
- Veske inkludert: Nei



Tekniske spesifikasjoner

- Størrelse (mm) B x H x D 220 x 48 x 216
- Vekt (gram) 950

Stratus 2

- Rangering 1
- Delkontrakt 2A
- HMS nr.330647
- Artikkel nr. DA2
- Produsent: HumanWare



Enkel og pålitelig lydbokspiller, Victor Reader Stratus 2 gir deg enkel tilgang til lydbøker, aviser, og dokumenter – både online og offline. Med store, taktile taster og oversiktlig design er den laget for enkel og ukomplisert bruk.

Funksjoner:

- Spill av DAISY-bøker, MP3 og tekstfiler
- Last ned innhold direkte fra nettbibliotek som TIBI
- Tekst-til-tale på 22 språk, inkludert norsk, engelsk, spansk, arabisk og kinesisk
- Bokmerking,
- "Hvor er jeg?" og fireveis navigasjon
- Ergonomisk design med store knapper og høy kontrast
- Opptil 20 timers batteritid
- Støtte for avspilling fra USB-pinne og cartridge
- Sovetimer, informasjonsknapp og tastbeskrivelser

Produktinformasjon og tekniske spesifikasjoner

- Lagringsminne: Ja 32 gb.
- USB: Ja, USB-A for USB minnepinner og USB-PC tastatur.
- Minnekort slot: Nei, Cardridge USB-minne medfølger ikke
- Wi-Fi: Ja, 2,4GHZ og 5 GHZ.
- Strømforsyning: Ja, USB-C
- Batteritid: Inntil 20 timer kontinuerlig avspilling
- Ladetid: 2,5 timer.
- Deksel: Ja, medfølger
- CD-spiller: Nei
- Dokumentleser: Ja
- Støtter hodetelefoner: Ja (3,5 mm jack/Bluetooth). Kjøpes separat.
- Lydformat: AAC (.mp4, .m4a, .m4v), AMR-WB+ (.3gp), Flac , MPEG2, MP3, OGG
- Vorbis (.ogg), Opus, Speex (.spx), Wav PCM
- Støttede bokformater: DAISY 2 / 2.02, NISO Z39.86 2002/ 2005, ubeskyttet EPUB 2, LGK
- DRM: 2002 PDTB1 (såkalt IPP) og 2006 PDTB2
- Veske inkludert: Nei

Victor Reader Stream 3

- Rangering 1
- Delkontrakt: 2C
- HMS nr. 312564
- Cantec nr. FGST-1101
- Produsent: HumanWare
- Etui Misc003 HMSnr. 312565

Liten, smart lydbokspiller for bøker, musikk og nettradio Victor Reader Stream 3 er en kompakt og brukervennlig mediespiller laget for deg som ønsker enkel tilgang til lydbøker, podcaster, nettradio og musikk – både online og offline.

Funksjoner:

- Spill av DAISY-bøker, MP3, tekstfiler og podcaster.
- Last ned bøker direkte fra TIBI, Bookshare og NLS Bard.
- Lytt til nettradio, strøm musikk og søk på nettet (f.eks. Wikipedia).
- Brukervennlig med taktile knapper og tydelig tastatur.
- Trådløs tilkobling med Wi-Fi og Bluetooth.
- Inntil 15 timers batteritid.
- Fortsetter der du slapp, støtter bokmerker og egne opptak.
- Justerbar avspillingshastighet og tekst-til-tale på flere språk.
- Sovetimer og informasjonsknapp.

Tekniske detaljer:

- Tilkobling: Wi-Fi (2,4/5 GHz), Bluetooth, USB-C, PC.
- Støttede språk: Norsk, engelsk, svensk, dansk m.fl.
- Støttede formater: DAISY, MP3, tekst, podcaster, nettradio.
- I esken: Enhet, USB-C-kabel, strømadapter og brukerveiledning.
- Tilbehør: bæreveske.



Programvare

Cantec AS tilbyr ulike typer programvare som gjør det enklere å bruke PC for de med synshemming. Vi har løsninger som gir enkel forstørrelse av skjermen med opplesing, og mer avanserte programmer som leser opp alt som skjer på skjermen og kan brukes sammen med leseleset.

De mest brukte programmene vi tilbyr er:

- ZoomText med tale – Et program som forstørret innholdet på skjermen og leser det høyt.
- JAWS skjermleser – Et avansert verktøy som leser opp alt som vises på skjermen, og kan

brukes sammen med leseleset og tastatur.

- Fusion – En kombinasjon av ZoomText og JAWS. Dette programmet gir både skjermlesing og

forstørrelse i ett, og passer godt for brukere som har behov for begge deler.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer, eller trenger hjelp til å finne riktig løsning.



ZoomText

- Rangering 1
- Delkontrakt: 5A
- HMS nr. 291964
- Artikkel nr. 1162190
- Produsent: VFO Freedom
- HMS nr. 291979 - Forlengelseslisens
- program SMA Zoomtext/Zoomt/Reader

Forstørrelse og opplesing for brukere med nedsatt syn. ZoomText er et brukervennlig program som forstørker skjerminnhold og leser det høyt for deg. Det fungerer i dokumenter, e-post, nettsider og mer.

Funksjoner:

Forstørker skjermen opptil 36x (opptil 60x i Windows 11. Flere zoomnivåer, inkludert trinn på 0,2x, 1x, 2x, 4x osv. Talesyntese som følger med på tekst og aktivitet. Tilpass egne favoritt-zoomnivåer for rask navigasjon. Støtte for tale og tastatur.

Systemkrav:

Windows 10 / 11

Minimum 2 GHz prosessor (i5/i7 anbefales)

8 GB RAM (16 GB anbefales)

DirectX 10-kompatibelt grafikkort

1,3 GB ledig lagring (SSD anbefales)

USB 2.0 for ZoomText-kamera

Berøringsskjerm støttes

Lisenser og oppdatering:

SMA forlengelseslisens gir 2 år med oppdateringer

Ved lang utløpstid kreves oppgradering

HMS-nummer oppgis ved bestilling



JAWS

- Rangering 1
- Delkontrakt: 5C
- HMS nr. 194458
- Artikkel nr. 397157
- Produsent: VFO Freedom
- HMS nr. 291978 – Forlengelseslisens program SMA Jaws/skjermlerer Jaws

JAWS (Job Access With Speech) er verdens mest brukte skjermlerer for personer som ikke kan se skjermen eller navigere med mus. Programmet gir tale og punktskriftstøtte i vanlige programmer som nettleser, e-post, tekstbehandling og presentasjonsverktøy.

Funksjoner:

Støtte for talesyntese på flere språk og ulike stemmer

Kompatibel med alle vanlige leselister

Innebygd DAISY-spiller og OCR-funksjon for tekstgjenkjenning

JAWS Tandem for fjernsupport

Kan tilpasses spesielle programmer med skripting

Kompatibel med MAGic og OpenBook

Systemkrav:

- Windows 10 / 11 og Windows Server 2008–2016
- Minst 2.5 GHz prosessor
- 8 eller 16 GB RAM (anbefalt for 64-bit)
- 800 x 600 oppløsning (1024 x 768 anbefales)
- Lydkort for talesyntese
- 20–690 MB harddiskplass per stemme (avhengig av stemmetype)

Lisenser og oppdatering

- SMA forlengelseslisens gir 2 nye år med oppdateringer
- Oppgradering kreves dersom lisensen har vært utgått i flere år
- HMS-nummer: Oppgis ved bestilling



Fusion

- Rangering 2
- Delkontrakt: 5B
- HMS nr. 249298
- Artikkel nr. 1162014
- Produsent: Freedom Scientific
- HMS nr. 292906 – Forlengelseslisens program SMA Fusion Pro

Fusion er en komplett programvare for brukere med ulik grad av nedsatt syn, og kombinerer to av de mest brukte hjelpemidlene: ZoomText® for skjermforstørrelse og visuelle forbedringer, og JAWS® for skjermlesing med tale og leselist.


Med Fusion får du:

- Skarp og justerbar forstørrelse av alt på skjermen
- Opplesing av tekst i dokumenter, e-post og på nettsider
- Fleksibel tale med Eloquence og Vocalizer Expressive
- Full tastaturnavigasjon – også uten mus
- Mange tilpasningsmuligheter etter brukerens behov

Fusion er ideell i skoler, opplæringsmiljøer og arbeidsplasser hvor det trengs én løsning som dekker ulike behov.

Med én lisens og ett installasjonsprogram får du tilgang til:

- ZoomText alene
- JAWS alene
- Eller begge sammen som Fusion



PRODUKTKATALOG

Øvrige synshjelpemidler 2025-2027



- helping people

Activator

- HMS nr: 313707
- Artikkel nr: 140500

Hvorfor velge når du kan få alt? Activator kombinerer alt du trenger i én og samme enhet: en fullverdig 40-tegns lese-list, et punktskrifttastatur og et QWERTY-tastatur - smart kombinert i en innovativ 2-i-1-design. Ergonomisk, ultraflat og mobil.

Ergonomisk punktskriftutgang - De konkave, bakoverhellende punktskriftelementene gir en naturlig og avslappet håndstilling når du leser - mer komfortabelt blir det ikke.

ATC-teknologi (Active Tactile Control)- En sensor registrerer hvor fingrene dine befinner seg i sanntid. Ved slutten av avsnittet skifter linjen automatisk, uten at du trenger å trykke på en knapp. For en jevn, uavbrutt leseopplevelse som setter nye standarder.

ActiveSplit - to enheter, én linje - For første gang kan du styre to enheter samtidig via en Leselist. Takket være ActiveSplit kan linjen deles i to segmenter, for eksempel for samtidig bruk av PC og smarttelefon. Det er slutt på å bytte, i dag kan du jobbe parallelt.

BrailleShot - skjermbildefunksjon for punktskriftbrukere Et enkelt tastetrykk er alt som skal til: BrailleShot lagrer det aktuelle skjermbildet i lese-listen som en tekstfil. Ideell for arkivering, kopiering eller deling.

iOS-appen HelpTech+: **Få mer ut av lese-listen din** - Med iOS-appen HelpTech+ blir lese-listen et multitalent: punktskriftmonitor, dikteringsfunksjon, filbehandler, talestyring og mer, alt sammen intuitivt betjent i én og samme app.



Activator Pro

- HMS nr: 331353 Activator PRO 64
- Artikkel nr: 140720
- HMS nr: 328587 Activator PRO 80
- Artikkel nr: 140700

Denne høykvalitets leselisten er et kraftig og fleksibelt verktøy for krevende opplærings- og arbeidsmiljøer. Den tilpasser seg enkelt ulike behov og tilbyr et komplett QWERTY-tastatur med integrert punktskriftinntasting. Tilgjengelig i 64 eller 80 punktskriftceller.

Begge modellene leveres med utvidede funksjonstaster (F13–F24), mens 80-celleversjonen også har ti ekstra hurtigtilgangstaster. Den moderne, flate og ergonomiske designen gir høy komfort – perfekt for lange arbeidsøkter.


Ergonomisk punktskriftutgang - De konkave, bakoverhellende punktskriftelementene gir en naturlig og avslappet håndstilling når du leser - mer komfortabelt blir det ikke.

ATC-teknologi (Active Tactile Control)- En sensor registrerer hvor fingrene dine befinner seg i sanntid. Ved slutten av avsnittet skifter linjen automatisk, uten at du trenger å trykke på en knapp. For en jevn, uavbrutt leseopplevelse som setter nye standarder.

ActiveSplit - to enheter, én linje - For første gang kan du styre to enheter samtidig via en Leselist. Takket være ActiveSplit kan linjen deles i to segmenter, for eksempel for samtidig bruk av PC og smarttelefon. Det er slutt på å bytte, i dag kan du jobbe parallelt.

BrailleShot - skjermbildefunksjon for punktskriftbrukere Et enkelt tastetrykk er alt som skal til: BrailleShot lagrer det aktuelle skjermbildet i leselisten som en tekstfil. Ideell for arkivering, kopiering eller deling.

iOS-appen HelpTech+: Få mer ut av leselisten din Med iOS-appen HelpTech+ blir leselisten et multitalent: punktskriftmonitor, dikteringsfunksjon, filbehandler, talestyring og mer, alt sammen intuitivt betjent i én og samme app.



Monarch

- HMS nr: 328622
- Artikkel nr: FGBR-1200

Komplett digital undervisningsenhet for synshemmede

Monarch samler læremidler, lydbøker og over 2000 taktile grafikkressurser i én kraftig enhet. Leveres med KeySoft, HumanWares tilgjengelighetspakke som gjør lesing, skriving og utforskning enkelt – både for elever og lærere.

Monarch er mer enn en leseleset. Det er en komplett plattform for læring, lesing og kreativ utfoldelse.

Funksjoner

- **KeyWord:** Tekstbehandler med støtte for MathML, Word, PDF og punktskrift.
- **KeyMath:** Taktile grafer og kalkulator drevet av Desmos.
- **Tactile Viewer:** Tilgang til APH-biblioteket for taktile grafikker.
- **Victor Reader:** Lydbøker via Daisy/ePub og tjenester som Bookshare.
- **KeyBrf:** Full redigering av BRF/BRL-filer.
- **KeyMail:** E-post med støtte for Exchange og Office 365.
- **Nettleser:** Chromium-basert, med visning i flere linjer punktskrift.
- **Interaktiv opplæringsguide** og kommende apper som *Monarch Chess*.

Spesifikasjoner

- 10 linjer med 32 celler punktskrift
- HDMI-utgang for delt visning
- 8-punkts Perkins-tastatur
- Justerbar linjeavstand
- Tekst-til-tale
- Kompatibel med JAWS og NVDA
- Berøringsgjenkjenning med gester
- Batteritid: 24+ timer
- WiFi, USB og Bluetooth®
- Vekt: 2,11 kg
- Størrelse: 40,4 × 26,7 × 3,6 cm
- Språk: Engelsk, fransk, spansk
- 250+ innebygde punktskrifttabeller



Inkluderte verktøy

Interaktiv oppstartsguid, KeyWord, KeyMath, Tactile Viewer, Victor Reader, KeyBrf, Nettleser, Monarch Chess.

Actilino 16

- HMS nr: 233116
- Artikkel nr: 16NO

Actilino 16 er en liten, kraftig og portabel leselist med 16 celler og innebygd noteringsfunksjon. Den kan brukes helt uavhengig av PC og fungerer sømløst med både Windows- og Apple-enheter. Takket være ATC-teknologi (Active Tactile Control) og en ergonomisk utforming med konkave punktskrifttaster og funksjonstaster, får du optimal komfort ved langvarig bruk. Enheten kan kobles til både PC og mobile enheter via USB eller Bluetooth, helt uten behov for forhåndsinstallasjon. Actilino 16 kan også brukes med eksternt tastatur via USB og er kompatibel med alle vanlige skjermlesere.

Spesifikasjoner:

- Celler: 16
- Markørhentere: 16
- Funksjonstaster: 2 sett trippeltaster, 8 enkle funksjonstaster og 1 joystick
- Punktastatur: Ja, når brukt som noteringsenhet
- Mellomromstaster: 2
- USB: Ja (for tilkobling og tastaturstøtte)
- Minne (16 GB
- Batteritid: Opptil 30 timer
- Ladetid: 6–8 timer
- Batterikapasitet: 2800 mAh
- Mål: 166 mm (L) × 29 mm (H) × 109 mm(D)
- Vekt: 370 gram
- Etui: Medfølger



Active Braille 2021

- HMS nr: 312483
- Artikkel nr: 140600-B

Active Braille 2021 er en avansert 40-cellers leselist og fullverdig noteringsenhet, utviklet for brukere som ønsker topp ytelse og høy mobilitet. Med patentert ATC-teknologi (Active Tactile Control), ergonomisk utforming og justerbar motstand i cellene, får du en komfortabel og effektiv leseopplevelse – enten du er på farten, i klasserommet eller hjemme.

Egenskaper

- ATC-teknologi: Punktskriften tilpasser seg din leserytme – ikke mer manuell rulling.
- Justerbar punktmotstand: Tilpasses dine preferanser for en personlig lesefølelse.
- Ergonomiske konkave celler: Gir komfort ved langvarig bruk.
- Multi-Bluetooth og USB-C: Koble til opptil 3 enheter trådløst samtidig, i tillegg til USB-tilkobling.
- 64 GB minne (microSD): Lagrer hundrevis av bøker og dokumenter.
- Lang batteritid: Opptil 40 timer brukstid og hurtiglading på 3 timer.
- Lav vekt og kompakt størrelse: Enkel å ta med – kun 820 gram.

Full noteringsfunksjon og tilleggsfunksjoner

Active Braille leveres med innebygd teksteditor, kalender, klokke, vekkerklokke og polyfonisk lydchip med MP3-avspilling. Du kan lage og lagre notater direkte, og overføre dem sømløst til e-post eller meldinger via f.eks. WhatsApp.

Smart punkttastatur og kontroller

- 8 punkttaster og 3 mellomromstaster, hvor én er sentralt plassert – perfekt for små hender.
- Sentrale kommandoer kan utføres direkte, som f.eks. å starte skjermleseren (eks: JAWS med chord J+7+8).
- Stille taster og vibrasjonssignaler gjør enheten ideell i stille omgivelser som møter eller undervisning.

Diskret varsling og lydfunksjoner

- To vibrasjonsmotorer gir tilbakemeldinger via venstre/høyre kombinasjoner – uten å forstyrre andre.
- MP3-spiller og stereohøytalere gir deg mulighet til å lytte til musikk, lydbøker eller lydnotater.
- Spill av i dobbel eller trippel hastighet – samtidig som du noterer.



Basic Braille 64 BT

- HMS nr: 194356
- Artikkel nr: 140151

Basic Braille er en robust og brukervennlig leseliste, med 64 flate punktceller. Den støtter både USB og Bluetooth-tilkobling, som gjør det enkelt å være tilkoblet flere enheter samtidig – for eksempel iPhone og PC parallelt. Leselistene fungerer sømløst med alle vanlige skjermlesere som JAWS, NVDA og Supernova og støtter både Windows og Apple-enheter. Dette gjør Basic Braille til et fleksibelt og pålitelig hjelpemiddel.

Spesifikasjoner

- Punktceller: 64, punktceller, flate
- Markørhentere: Som antallet punktceller
- Funksjonstaster: 6 taster, 3 til høyre og 3 til venstre for punktcellene
- Punktastatur: Nei
- Tilkobling/lading: 1 micro USB port
- Batteri brukstid: 14-8 timer, avhengig av lengde på leseliste. Korteste
- leseliste har lengste brukstid på batteri.
- Strømforsyning: 5 V, 200 mA
- Fysiske mål og vekt : 64 celler: Bredde 501 mm, dybde 91 mm, høyde 19 mm. 1050g
- Skjermleserkompatibilitet: Supernova, Jaws, NVDA
- Etui: Ja



Braillex Leselister

Braillex EL 40c Concave

- HMS nr: 175716
- Artikkel nr: 450219

Braillex EL 40C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til bærbar PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Braillex EL 40c Flat

- HMS nr:
- Artikkel nr: 450228

Braillex EL 40C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til bærbar PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Braillex EL 60c Concave

- HMS nr: 175717
- Artikkel nr: 450220

Braillex EL 60C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til bærbar PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Braillex EL 60c Flat

- HMS nr: 233159
- Artikkel nr: 450243

Braillex EL 60C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til bærbar PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Braillex EL 80c Concave

- HMS nr: 175718
- Artikkel nr: 450221
-

Braillex EL 80C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Braillex EL 80c Flat

- HMS nr:
- Artikkel nr: 450244

Braillex EL 80C er en særdeles stødig og driftssikker USB list for tilkobling til PC. Støtsikkert hus i letteste metall, presis og enkel i bruk. Tommeltast for enkel navigering.

Hark Ai

- HMS nr:
- Artikkel nr: HARK008

Hark Ai gjør trykt tekst om til tale – raskt og enkelt. En smart og brukervennlig lesemaskin med innebygd kunstig intelligens.

Hva gjør Hark Ai for deg?

- Leser håndskrevne kort og beskjeder – også bildetekster på gratulasjonskort.
- Gir bildebeskrivelser fra magasiner, brosjyrer og reklame.
- Skanner strekkoder på matvarer og medisiner og leser opp produktinformasjon.
- Oversetter tekst på fremmedspråk til ditt foretrukne språk – på sekunder.
- Alt skjer med ett enkelt tastetrykk – ingen menyer, ingen kompliserte innstillinger.

Enkel i bruk – hvor som helst

Hark Ai krever ingen forkunnskaper. Legg dokumentet på enheten, så leses det automatisk høyt. AI-funksjoner aktiveres med én knapp. Den kompakte og sammenleggbare designen gjør Hark Ai enkel å oppbevare og ta med seg.

Funksjoner

- Automatisk opplesing
- Gjenkjenner håndskrift og beskriver bilder
- Oversetter tekst til valgfritt språk
- Skanner og leser strekkoder
- Kompatibel med eksternt tastatur (tilleggsutstyr)
- Naviger i tekst etter bokstav, ord, setning eller avsnitt
- Valg av talespråk og dialekt
- Bevegelsesaktivering
- Hodetelefonuttak
- Pause-/gjenoppta-knapp
- Justerbar lesehastighet
- USB for eksternt lagring
- Wi-Fi-tilkobling
- Innebygd kunstig intelligens

Spesifikasjoner

- Mål: 33 × 26 cm
- Høyde: 29 cm (oppslått),
- 5 cm (sammenlagt)
- Vekt: 1,6 kg



ZoomCam

- HMS nr: 327468
- Artikkel nr: DKZCS

ZoomCam Tale er en profesjonell, bærbar videoforstørrelse med innebygd talesyntese. Den kan brukes hvor som helst sammen med en datamaskin, ekstern skjerm eller nettbrett. ZoomCam er ideell for å forstørre tekst og lytte til opplesning av aviser, bøker og andre dokumenter – men fungerer også utmerket for visning av bilder og objekter.

Designet som en diskret bordlampe, er ZoomCam rask å sette opp, kompakt i størrelse og enkel i bruk. Ingen ekstra programvare kreves – koble til, og du er i gang med ZoomCam Tale!

Funksjoner

- Plug-and-play – ingen programvare nødvendig
- Full HD-bildekvalitet (1920 x 1080, 60 fps)
- Taleopplesning med 34 språk og 100 stemmealternativer
- Kombinert lese- og avstandskamera
- Øyeblikkelig tekst-til-tale via HDMI og USB
- Kompatibel med Windows, Mac, iPad, Android og Chrome OS
- Justerbar LED-belysning og høy kontrast for mørke omgivelser
- Brukervennlig fjernkontroll og tilpasningsvennlige visningsinnstillinger
- Kompakt og lett – kun 1,3 kg og får plass i ryggsekken
- Støtter full- og delt skjerm med SuperNova og ZoomText
- Viser sanntidsvideo samtidig som tekst leses opp

Spesifikasjoner

- Forstørrelse: Opptil 94,5x (avhenger av skjermstørrelse)
- Tilkoblinger: 2 × USB-C, 1 × HDMI
- Synsfelt: Opptil 230 mm bredde
- Mål (lukket): 160 × 280 × 90 mm
- Vekt: 1300 gram
- Kompatibilitet: Windows, MacOS, iPadOS 17+, Android, Linux, Chrome OS



Vocatex3 Standard

- HMS nr. 22" 233154 - 27" 233155
- Artikkel nr. 22" 200707 - 27" 233155
- Produsent: Koba Vision

Vocatex3 Standard – Lynrask lese-TV med opplesningsfunksjon (OCR) Vocatex3 Standard er en av markedets raskeste og mest brukervennlige lese-TVer med integrert opplesningsfunksjon (OCR). Med kun 2 sekunder fra du trykker på den tydelige, rosa leseknappen til stemmen starter, setter Vocatex en ny standard for effektivitet. Funksjoner Svært rask OCR – leser opp tekst på skjermen etter bare to sekunder. Presis opplesning – leser kun opp det som vises i skjermbildet til enhver tid. Sanntids forstørrelse og opplesning – flytt tekst eller bilde mens opplesningen pågår, uten å miste synkroniseringen. Automatisk kontinuerlig lesing – når bildet flyttes til ny tekst eller side, gjenopptar Vocatex lesingen automatisk etter ca. 3 sekunder – helt uten behov for ekstra tastetrykk. Brukervennlig design – alt er utviklet med fokus på enkelhet og effektivitet. Tilgjengelig i to versjoner: Vocatex3 Standard – for deg som ønsker rask og enkel opplesning uten avanserte menyer. Vocatex3 Plus – inkluderer ekstra funksjoner som " gå tilbake " og " gå frem " i teksten, for mer kontroll. Vocatex3 er et ideelt hjelpemiddel for deg som ønsker en sømløs leseopplevelse – med både visuell forstørrelse og automatisk opplesning i én og samme løsning.

Produktinformasjon

- Kontrastfarger: 28
- Antall språk i OCR: 36
- Fri arbeidshøyde: 21 cm
- Skjermstørrelse: 24 eller 27
- Forstørrelsesgrad min-maks: 2,3-90 el. 3,0-90
- PC kan benytte skjermen: Ja
- Antall betjeningsknapper: 6 (3)
- Høyde/tilt justering skjerm: ja
- Leselinje/gardin: Ja
- Fokuseringsmåte: auto
- Låsbart fokus: nei
- Kan lese A3: ja
- Friksjonsregulering: ja
- Indikator forstøringsgrad: ja
- Tickerfunksjon: Ja
- OCR: ja



TAMI®

- HMS nr:
- Artikkel nr: Produktet er tilgjengelig på forespørsel. –Ta kontakt for bestilling.

TAMI® briller med integrert teknologi som hjelper blinde og svaksynte å navigere tryggere i hverdagen. Brillene varsler diskret om hindre via myke vibrasjoner.

TAMI® kombinerer moderne design med avansert hinderregistrering, med fokus på både funksjonalitet og estetikk, bidrar brillene til økt mobilitet og selvstendighet. Produktet er utviklet i Sveits.

- Innebygd varsler for hindre i hode- og overkroppshøyde
- Tydelige og intuitive vibrasjonssignaler
- Lett og behagelig – kun 60 gram!
- Egnet for alle værforhold
- Oppladbart batteri: 4–5 timers brukstid
- Kan brukes med styrkeglass

Tilgjengelig i tre modeller:

- Unisex-modell, tilgjengelig i vanlige og store størrelser
- Sport-modell, med myke og fleksible brillestenger
- Klassisk stil, med justerbare neseputer



Navi Belt

- HMS nr:
- Artikkel nr: Navibelt XS
- HMS nr:
- Artikkel nr: Navibelt S
- HMS nr:
- Artikkel nr: Navibelt M
- HMS nr:
- Artikkel nr: Navibelt L

Navi Belt er et innovativt navigasjonshjelpemiddel utviklet i Tyskland, designet for å gi personer med syns- og hørselstap økt mobilitet og trygghet. Beltet bruker haptisk teknologi – små vibrasjoner rundt midjen – for å guide brukeren i riktig retning uten behov for visuelle eller auditive signaler. Ved hjelp av GPS og kompass gir beltet diskrete vibrasjonsimpulser som gjør det lettere å holde retningen og bevege seg trygt i omgivelsene. Et smart og intuitivt hjelpemiddel for økt frihet i hverdagen.

Tilgjengelig i fire størrelser:

- Navibelt L (103-125 cm)
- Navibelt M (92-102 cm)
- Navibelt S (72-91 cm)
- Navibelt XS (60-71 cm)



StellarTrek

- HMS nr: 322360
- Artikkel nr: FGAB-0001

StellarTrek er en avansert GPS- og OCR-enhet med innebygd kunstig intelligens, utviklet spesielt for personer med synshemming. Enheten kombinerer presis navigasjon med taktil og auditiv tilbakemelding, og gir brukeren trygg og selvstendig bevegelse i hverdagen.

Med kamera og AI-teknologi kan StellarTrek identifisere gateadresser, innganger og landemerker, og gi nøyaktig veiledning – helt frem til målet. Den varsler om fotgjengeroverganger, korrigerer om du går ut av kurs, og leser høyt informasjon som gateskilt, kvitteringer, strekkoder og ingredienslister. Du får også fargegjenkjenning og tekst-til-tale på opptil 14 språk.

Enten du er ute og handler eller på nye eventyr, gir StellarTrek deg støtte. Den er robust, brukervennlig og har lang batterikapasitet for en hel dag – et komplett hjelpemiddel for økt frihet og trygghet.



BrailleDoodle

- HMS nr:
- Artikkel nr: FGZZ-0010

BrailleDoodle er et innovativt verktøy som gjør det mulig for personer med synsnedsettelse i alle aldre å lære, utforske og uttrykke seg gjennom berøring. Med over 1 300 små hull gir den en taktil flate for både strukturert læring og kreativ frihet. Enten du er nybegynner i punktskrift eller ønsker et verktøy for visuell forståelse gjennom berøring, gir BrailleDoodle deg muligheten til å:

- Øve på punktskrift: bokstaver, tall og ord
- Utforske og forstå former, grafer og diagrammer
- Skape egne tegninger og uttrykk
- Lære på en trygg og intuitiv måte – kun riktige punkter reagerer på pennen via magnet
- Bygge selvtillit, presisjon og taktile ferdigheter

Passer like godt for barn, unge, voksne og eldre – hjemme, på skole eller i opplæring.

Tekniske spesifikasjoner

- Produktvekt: 1,4 kg
- Produktdimensjoner: 32,5 cm x 23,5 cm x 2,5 cm
- Penn (stylus) dimensjoner: 11,7 cm x 1,3 cm
- Emballasjedimensjoner: 34,3 cm x 24,1 cm x 3,2 cm
- Emballasjevekt: 1,5 kg



Hable One

- HMS nr:
- Artikkel nr: Ta kontakt for bestilling

Hable One er et tastatur basert på punktskrift (Braille), utviklet for å gjøre skriving og navigering med skjermleser raskere og enklere for svaksynte og blinde.

Hable One er et tastatur basert på punktskrift (Braille), utviklet for å gjøre skriving og navigering med skjermleser raskere og enklere for svaksynte og blinde. Tastaturet er spesielt designet for bruk med smarttelefoner og nettbrett. Hable One er liten nok til å bæres i lommen og kobles trådløst til enheten din slik at du har full kontroll, uten å måtte ta frem telefonen.

Du kan sende meldinger, skrive e-poster og surfe på nettet ved hjelp av enkle og kjente punktskrifttastetrykk mens telefonen trygt blir liggende i lommen. Det er et pålitelig og populært hjelpemiddel som gjør det enklere å holde seg tilkoblet. Hable One er allerede en del av hverdagen for over 3000 fornøyde brukere.

Hable One passer for mange, men er spesielt nyttig for følgende grupper:

- Punktskriftbrukere: Skriv raskere og mer effektivt med kjente Braille-kommandoer.
- Reisende: Bruk enheten din på farten, uten å ta den frem.
- De som synes berøringsskjermer er utfordrende: Enkel betjening som ikke krever kompliserte berøringsmønstre.

Teknisk informasjon

- Batteritid: Opptil 1 måned
- Bluetooth: BLE (Bluetooth Low Energy) for lavt strømforbruk
- Kompatibilitet: iPhone og iPad med iOS 9 eller nyere
- Kompatibilitet: Android-telefoner og nettbrett med Android 9 eller nyere
- Vekt: 90 g
- Mål: 100 mm (lengde) × 46 mm (bredde) × 8 mm (høyde)
- Støttede språk: UEB (Engelsk punktskrift), Spansk, Fransk, Tysk, Nederlandsk, Flamsk, Japansk, Finsk, Islandsk, Svensk og Norsk



Oppdag flere smarte løsninger tilpasset dine
behov på cantec.no



Cantec AS
Sofiemyrveien 4 / 1412 Sofiemyr
post@cantec.no
Telefon +47 66996000