

# Bryterguide fra Gewa AS



## Hånd-/fingerbryter FK-1

Trykkraft: 200 gram  
Diameter: 65 mm

Gul: HMS art.nr. 145042  
Grønn: HMS art.nr. 145044  
Lilla: HMS art.nr. 145045  
Rosa: HMS art.nr. 145046  
Blå: HMS art.nr. 145047  
Skotskrutet: HMS art.nr. 145048  
Rød: Best.nr. 1124521



## Picobutton 30

Trykkraft: 75 g  
Diameter: 30 mm

Rød: Best.nr. 1451000  
Grønn: Best.nr. 1451001  
Gul: Best.nr. 1451003  
Orange: Best.nr. 1451004  
Sort: Best.nr. 451005  
Hvit: Best.nr. 1451006  
Gull: Best.nr. 1451007  
Sølv: Best.nr. 1451008



## Picobutton 50

Trykkraft: 65 g  
Diameter: 50 mm

Rød: Best.nr. 1451500  
Grønn: Best.nr. 1451501  
Blå: Best.nr. 1451502  
Gul: Best.nr. 1451503  
Orange: Best.nr. 1451504  
Sort: Best.nr. 1451505  
Hvit: Best.nr. 1451506  
Gull: Best.nr. 1451507  
Sølv: Best.nr. 1451508  
Transparent: Best.nr. 1451509



## Jogglebryter med justerbar trykkraft, stor

Trykkraft: 200 - 1500 g  
Diameter: 127 mm

Rød: HMS art.nr. 142007  
Blå: HMS art.nr. 142009  
Gul: Best.nr. 1137100  
Grønn: Best.nr. 1137103



## Jogglebryter med justerbar trykkraft, liten

Trykkraft: 200 - 1500 g  
Diameter: 63 mm

Rød: Best.nr. 1137111  
Gul: Best.nr. 1137110  
Blå: Best.nr. 1137112  
Grønn: Best.nr. 1137113



## Hånd-/fingerbryter CM-4-1

Trykkraft: 80 g  
Størrelse: 95x40x10 mm

Grønn: HMS art.nr. 145049  
Rød: HMS art.nr. 145050  
Orange: HMS art.nr. 145052  
Hvit: Best.nr. 1124145  
Blå: Best.nr. 1124143



## Putebryter KK-1Z

Trykkraft: 100 g  
Størrelse: 105x60x23 mm

Rød: HMS art.nr. 042084  
Grønn: Best.nr. 1124502



## Vippebryter CM-7-1

Trykkraft: 100 g  
Størrelse: 95x45x10 mm

HMS art.nr. 044556



## Vippebryter CM-2-1

Trykkraft: 30 g  
Størrelse: 165x45x10 mm

HMS art.nr. 044555



## Hode-/kinnbryter CM-8 og 9

Trykkraft: 110-220 g  
CM-9: Lengde: 110 mm  
CM8: Lengde: 160 mm

For festeordninger se [www.gewa.no](http://www.gewa.no)  
Best.nr. 1124160



## Fingerbryter 1-funksjon

Trykkraft: 75 g  
Best.nr. 1451510



## Fingerbryter 2-funksjon

Trykkraft: 75 g  
Best.nr. 1451511



## Tommelbryter

Trykkraft: 200 g  
Størrelse: 90x30x20 mm  
HMS art.nr. 145886



## Hode-/kinnbryter Dergonic

Med feste og svanehals. Trenger meget liten trykkraft. Betjeningsdelen består av en plastkule som ruller. Meget behagelig for bruker.

Lengde: 40 cm  
HMS art.nr. 054696



## PUH blåsekontakt

Med bordstativ og holder. Trenger ikke munnstykke. Følsomhet: 2,5 mbar

HMS art.nr. 113529



## Kontaktpersoner i Gewa AS:

Erik Henie: Tlf.: 66 99 60 11 / erik.henie@gewa.no  
Kristian Morvik: Tlf.: 66 99 60 29 / km@gewa.no  
Bjørn Fausa: Tlf.: 66 99 60 13 / bjorn.fausa@gewa.no

## Integraswitch Sug og Blås

Suge- og blåsetrykket kan stilles inn uavhengig av hverandre. Hygienisk. Kan brukes både i sittende og liggende stilling. Valgfritt festesystem.

HMS art.nr. 142918



## Luftstyrte brytere 1- og 2-funksjon

Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter  
HMS art.nr. 072274

Gummiblåse  
Ø:40 mm/Vekt: 30 g  
HMS art.nr. 072274



Gummipute, liten  
Ø:65mm/Vekt:100 g  
Best.nr. 1128166

Gummipute, stor  
Ø:90mm/Vekt:100 g  
Best.nr. 1128164

## Sug/blås munnstykke inkl. stativ

Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter eller SB-2, 2-funksjonsbryter - HMS art. nr. 061888

Lengde arm: Tot. 80 cm  
Vekt: 850 g  
HMS art.nr. 146225



## Stemmestyrte bryter LAK 821 1-funksjon

Kan også leveres med radiosender (LAK 821 HF). Innstillbar.

Best.nr. 2223465

Separat mikrofon:  
Best.nr. 2223467



Se [www.gewa.no](http://www.gewa.no) for flere varianter og mer informasjon om brytere og tilbehør.