


READABLE 3

CANTEC

- helping people

GJØR DET MULIG Å LESE EN BOK FRA ALLE STILLINGER - ENKELT OG UTEN HJELP.

HMS art.
nr.: 149663



Readable 3 er en elektronisk bladvender for bøker og tidsskrifter. Kan plasseres på bord med medfølgende bordstativ, eller på gulvstativ med hjul (ekstrautstyr), slik at bladvenderen lett kan flyttes rundt.

Bladvenderen betjenes med medfølgende IR-sender, eller med 1-funksjonsbryter (scanning). Readable 3 har bryterinngang både på bladvenderen og IR-senderen. Den blir forover og bakover og har mange innstillingsmuligheter. Den justeres lett inn etter hva som skal leses og denne justeringen gjøres uten verktøy.

Spesifikasjoner

- Størrelse (hoveddel: bredde 56 cm, dybde 24 cm, høyde 59 cm)
- Vekt: 9 kg (inkl. bordstativ)
- Strømforsyning og forbruk: 100-230v AC, ca. 5W
- Readable 3 er enkel og driftssikker.
- Bestillingsnr.: 1151100

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no