

Bryterguide fra Cantec AS

CANTEC

- helping people

Hånd-/fingerbryter FK-1

Trykkraft: 200 gram Diameter: 65 mm

Gul: HMS art.nr. 145042
Grønn: HMS art.nr. 145044
Lilla: HMS art.nr. 145045
Rosa: HMS art.nr. 145046
Blå: HMS art.nr. 145047
Skotskrutet: HMS art.nr. 145048
Rød: Best.nr. 1124521



Picobutton 30

Trykkraft: 75 g Diameter: 30 mm

Rød: Best.nr. 1451000
Grønn: Best.nr. 1451001
Gul: Best.nr. 1451003
Orange: Best.nr. 1451004
Sort: Best.nr. 1451005
Hvit: Best.nr. 1451006
Gull: Best.nr. 1451007
Sølv: Best.nr. 1451008



Picobutton 50

Trykkraft: 65 g Diameter: 50 mm

Rød: Best.nr. 1451500 Grønn: Best.nr. 1451501
Blå: Best.nr. 1451502
Gul: Best.nr. 1451503 Orange: Best.nr. 1451504
Sort: Best.nr. 1451505
Hvit: Best.nr. 1451506
Gull: Best.nr. 1451507
Sølv: Best.nr. 1451508
Transparent: Best.nr. 1451509



Hånd-/fingerbryter CM-4-1

Trykkraft: 80 g
Størrelse: 95x40x10 mm

Grønn: HMS art.nr. 145049
Rød: HMS art.nr. 145050
Orange: HMS art.nr. 145052
Hvit: Best.nr. 1124145
Blå: Best.nr. 1124143



Putebryter KK-1Z

Trykkraft: 100 g Størrelse: 105x60x23 mm

Rød: HMS art.nr. 042084



Vippebryter CM-7-1

Trykkraft: 100 g
Størrelse: 95x45x10 mm
HMS art.nr. 044556



Vippebryter CM-2-1

Trykkraft: 30 g
Størrelse: 165x45x10 mm
HMS art.nr. 044555



Hode-/kinnbryter CM-8 og 9

Trykkraft: 110-220 g
CM-9: Lengde: 110 mm
CM8: Lengde: 160 mm

For festeanordninger se
www.cantec.no Best.nr. 1124160



Fingerbryter 1-funksjon

Trykkraft: 75 g
Best.nr. 1451510



Fingerbryter 2-funksjon

Trykkraft: 75 g
Best.nr. 1451511



Hode-/kinnbryter Dergonic

Med feste og svanehals. Trenger meget liten trykkraft. Betjeningsdelen består av en plastkule som ruller. Meget behagelig for bruker.

Lengde: 40 cm
HMS art.nr. 054696



PUH blåsekontakt

Med bordstativ og holder. Trenger ikke munnstykke. Følsomhet: 2,5 mbar

HMS art.nr. 113529



Kontaktpersoner i Cantec AS:
Erik Henie: erik.henie@cantec.no

Integraswitch Sug og Blås

Suge- og blåsetrykket kan stilles inn uavhengig av hverandre. Hygienisk. Kan brukes både i sittende og liggende stilling. Valgfritt festesystem.

HMS art.nr. 142918



Luftstyrte brytere 1- og 2-funksjon

Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter HMS art.nr. 072274

Sug/blås munnstykke inkl. stativ

Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter eller SB-2, 2-funksjonsbryter - HMS art. nr. 061888

Lengde arm: Tot. 80 cm
Vekt: 850 g
HMS art.nr. 146225



Stemmestyrte bryter LAK 900 1-funksjon

Kan også leveres med radiosender (LAK 900 HF). Innstillbar.
Best.nr. 189345

Separat mikrofon:
Best.nr. 136042



Se www.cantec.no for flere varianter og mer informasjon om brytere og tilbehør.