



Telefon AmpliPOWER40

med ekstra sterk teleslynge og blitzlampe

AmpliPOWER40 er en telefon som er spesialutviklet til høreapparatbrukere.

Den kan justeres slik at den passer til høreapparatbrukerens individuelle behov uten at man må endre på standardinnstillingene. Telefonen får da to nivåer; ett nivå som er spesialtilpasset til høreapparatbrukeren og ett standardnivå til de andre familiemedlemmene.

For å høre telefonsignalet bedre, kan signalet stilles inn på flere forskjellige nivåer. Det finnes en innebygd blitzlampe som gir et kraftig blitzlys når det ringer. Dessuten er det mulig å kople headset og vibrator til telefonen. AmpliPOWER40 har ekstra sterk teleslynge og er en avansert telefon med mange innebygde funksjoner.

De store knappene med god kontrast gjør at telefonen også egner seg til personer med nedsatt syn.

Egenskaper

- Bra lyd - ekstra sterk teleslynge, +40dB
- Utviklet i nært samarbeid med hørselshemmede
- Tydelig optisk indikering (blitz)
- Store brukervennlige nummertaster
- Hurtigtaster og kortnummer
- Tre forskjellige ringesignaler på tre ulike nivåer
- Volum- og lydjusteringer
- Innebygd høyttaler med justerbart volum
- Ekstra tydelige knapper
- Tilbakeringingsfunksjon
- Sekretærknapp
- Gripevennlig, lett telefonrør
- Uttak for headset og vibrator
- Kan også monteres på vegg
- Kan kompletteres med telefonrør med vibrator for konduktiv lytting

For nærmere opplysninger henviser vi til bruksanvisning/installasjonsguide på www.gewa.no



- helping people

Gewa AS
Postboks 626
N-1411 KOLBOTN
Tlf.: (+47) 66 99 60 00

Telefaks: (+47) 66 80 94 90
E-post: salg@gewa.no
Hjemmeside: www.gewa.no



Produktoversikt

AmpliPOWER40



Art nr **Beskrivelse**

1106030 AmpliPOWER40, Telefon med ekstra sterk teleslynge og blitzlampe

Størrelse: 200x220x50 mm (BxDxH)

Vekt: 830 g ekskl. transformator

Tilbehør

Art. nr **Beskrivelse**

1104455 Vibrator

1104902 Headset

1104460 Telefonrør med vibrator for konduktiv lytting

2241003 Batteri, alkalisk AAA/LR03 1,5V

Øvrig informasjon

Denne telefonen er spesialutviklet til personer med nedsatt hørsel og er utstyrt med en volumkontroll for individuelle innstillinger til hver enkelt brukers behov. Det er viktig at alle brukerne av telefonen kjenner til denne funksjonen.

CE