



Companion Mics

Samtaleforsterkersystem med opp til tre mikrofoner koplet inn samtidig

Etymotic Companion Mics er et avansert samtaleforsterkersystem med en lytte-enhet og opp til tre tale-enheter. Systemet gjør det mulig for deg som har nedsatt hørsel til å kunne delta i en samtale med opp til tre andre familiemedlemmer, kolleger eller venner også i støyende omgivelser. Companion Mics kan f.eks brukes på skole, på konferanse, på restaurant, i bilen eller på spaserturer. Takket være det trådløse systemet som sender på 2,4GHz-båndet kan en person med nedsatt hørsel delta i alle slags samtaler på samme vilkår som alle andre. Tale-enhetene har innebygd mikrofon og justerbart halsbånd for individuell tilpasning av taleavstanden. Lytte-enheten kan benyttes med øresnekke, hodetelefoner og halsslynge. Systemet leveres med 1 lytte-enhet og 1 eller 3 tale-enheter, avanserte hodetelefoner eller halsslynge, nettdapter, ladekabel og praktisk oppbevaringsetui. Ladestasjon fås som tilbehør. Systemet kan også bestilles helt uten lyttehjelpemiddel for bruk sammen med egne hodetelefoner.

Egenskaper

- Hver tale-enhet har en retningsmikrofon som reduserer bakgrunnsstøy og som gjør at forstyrrende lyd reduseres med opp til 90 prosent
- Lytte-enheten har en lyddeppe mikroskop slik at man kan høre sin egen stemme
- Innebygde oppladbare litium/polymer-batterier
- Avlyttingssikkert
- Taletid ca 10-13 timer, ladetid ca 2-3 timer
- Benyttes med eller uten hørapparat
- Leveres med lytte-enhet og 1 eller 3 tale-enheter, avanserte hodetelefoner eller halsslynge samt nettdapter, ladekabel og praktisk oppbevaringsetui

Produsent:
Etymotic Research Inc., USA

For mer utfyllende informasjon/dokumentasjon, ta kontakt med Gewa AS. Bruksanvisning og CE-sertifikat kan lastes ned fra "Produktdatabank" på www.edin.se.



- helping people

Gewa AS
Trollåsveien 8
Postboks 626
1411 KOLBOTN

Telefon: 66 99 60 00
Telefaks: 66 80 04 90
Teksttilf. : 66 80 03 90



Produktoversikt



Art. nr.	Systempakke – innhold
1106060	Lytte-enhet og 1 tale-enhet, nettadapter, ladekabel og oppbevaringsetui (uten hodetelefoner/halsslynge)
1106061	Lytte-enhet og 1 tale-enhet, nettadapter, ladekabel, oppbevaringsetui og lydisolerende hodetelefoner (ER-6i)
1106062	Lytte-enhet og 1 tale-enhet, nettadapter, ladekabel, oppbevaringsetui og UniVox halsslynge
1106063	Lytte-enhet og 3 tale-enheter, nettadapter, ladekabel og oppbevaringsetui (uten hodetelefoner/halsslynge)
1106064	Lytte-enhet og 3 tale-enheter, nettadapter, ladekabel, oppbevaringsetui og lydisolerende hodetelefoner (ER-6i)
1106065	Lytte-enhet og 3 tale-enheter, nettadapter, ladekabel, oppbevaringsetui og UniVox halsslynge

Art. nr.	Tilbehør
1106066	Ladestasjon for opptil 4 tale- og lytte-enheter
1106067	Etymotic Research, ER-6i, lydisolerende hodetelefoner
1104605	UniVox halsslynge (passiv), 3,5mm stereo
1104600	Øresnekke, 3,5mm mono

Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde:	2,4GHz. Tilfeldig frekvenshopping mellom 79 frekvenser
Frekvensgang:	> 8kHz
Strømforbruk:	50-65mA
Reguleringsområde:	4-66dB (initialt 20dB)
Volumkontroll:	Systemvolumkontroll (alle enheter) på lytteenhet i 6dB-steg, individuell volumkontroll på hver tale-enhet i 3dB-steg
Maksimalt lydtrykk:	119dB SPL (OSPL90)
Total harmonisk distorsjon:	< 2%
Rekkevidde:	Opptil 50m utendørs, ca 10-20m innendørs
Ladetid:	Ca 2-3 timer
Batteriets driftstid:	Ca 10-13 timer
Størrelse:	40x12x87 mm (BxDxH)
Vekt:	53g/enhet



Oppbevaringsetui



Hodetelefoner



Ladestasjon



Nettadapter