

CANTEC

- helping people

BIRCHER
Reglomat



SIKKERHET I HVERT SKRITT PÅ VEIEN

CareMat®

-TRYKKFØLSOM MATTE FOR TILSYN AV
DESORIENTERTE OG DEMENTE PERSONER



BRUK I HELSEVESENET OG PASIENTOMSORG

CareMat® er en trykkfølsom deteksjonsmatte som er koblet til det interne tilkallingssystemet. Så snart en person går på matten, utløses et signal via tilkallingssystemet.



Bruksområder ■ Alders- og sykehjem, sykehus, psykiatriske avdelinger og omsorgsboliger.

Installasjon ■ Enkel plug-in tilkobling til tilkallingssystemet.
■ Kan brukes sammen med ringeknappen.

Egenskaper ■ Sklisikkert materiale.
■ Hygenisk overflate som er lett å rengjøre.
■ Skråkanter for å hindre snubling.
■ Tilgjengelig for rullende rullatorer og rullestoler.
■ Vektavhengig triggerpunkt forhindrer falske alarmer.
■ Robust og holdbar konstruksjon.

Fordeler for pleiepersonell ■ Forebygging av fall på grunn av rask assistanse.
■ Reduserer nattlige vaktrunder.
■ Senker påfølgende helsekostnader.

Fordeler for beboere/pasienter ■ Total bevegelsesfrihet.
■ Følelse av trygghet.

TIL DAGLIG BRUK FOR LANGTIDSPLEIE

Omsorg for beboere med demens betyr ekstra innsats for pleiepersonalet. CareMat® gir ideell støtte: Risikoen for fall og farene som kan oppstå for pasienter med desorientering kan reduseres betraktelig.

1



Beboere med demens er ofte urolige og desorienterte og prøver derfor ofte å reise seg uten assistanse. Det er her CareMat® er uvurderlig.

2



Når en pasient går på CareMat®, utløser den et sykepleieranrop som videresendes til en sykepleier, som umiddelbart kan hjelpe pasienten.

3



Sykepleieren bistår beboeren og er i stand til å forhindre et eventuelt fall ved å kunne reagert raskt. Dette hindrer også beboeren i å forlate lokalene uten tilsyn.

4



CareMat® – den daglige hjelperen for pleiepersonell og beboere.

TEKNISKE DATA

CareMat® med kabel er tilgjengelig for å plasseres ved siden av en seng eller foran en dør.

- Nattbordsmatte** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 8.1 kg (EMC-1A)
- Dørmatte** ■ 700 x 400 x 9 mm, 3.3 kg (EMC-1B)
- Materiale** ■ Polyurethane
- Overflate** ■ Struktur-overflate
- Farge** ■ Gul
- Kabellengde** ■ 4 m
- Spenning** ■ Max. 48 V AC / DC, 50 mA
- Pugg** ■ Will be converted in accordance with your nurse call system by your sales representative

A RELIABLE PARTNER, TODAY AND TOMORROW

Bircher Reglomat AG is an internationally leading manufacturer of pressure-sensitive and contact-free detector systems headquartered in Beringen, Switzerland.

The company has been certified in acc. with ISO 9001 and ISO 14001.

CareMat® is a quality product and is manufactured in Switzerland.



Your CareMat® Norsk representant:



- helping people

CANTEC AS

Sofiemyrveien 4, 1412 SOFIEMYR
Postboks 626, 1411 KOLBOTN

Tlf: 66 99 60 00
post@cantec.no
www.cantec.no

Your CareMat® produsent

Bircher Reglomat AG Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Phone +41 (0)52 687 11 11
Fax +41 (0)52 687 11 12
www.bircher-reglomat.com
info@bircher.com