

Bryterguide



- helping people

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no

Alle brytere og tråkkematter kan kobles til eksisterende signalanlegg (f.eks BEST, NESK, ASCOM, FACI)



Hånd-/fingerbryter FK-1

Trykkraft: 200 gram Diameter: 65 mm Gul:
HMS art.nr. 145042
Grønn: HMS art.nr. 145044
Lilla: HMS art.nr. 145045
Rosa: HMS art.nr. 145046
Blå: HMS art.nr. 145047 Skotskru:
art.nr. 145048 Rød: HMS art.nr. 145043



Picobutton 30

Trykkraft: 75 g Diameter: 30 mm
Rød: Best.nr. 1451000
Grønn: Best.nr. 1451001
Gul: Best.nr. 1451003
Orange: Best.nr. 1451004
Sort: Best.nr. 1451005
Hvit: Best.nr. 1451006
Gull: Best.nr. 1451007
Sølv: Best.nr. 1451008




Picobutton 50

Trykkraft: 65 g Diameter: 50mm.
Rød: Best.nr. 1451500
Grønn: Best.nr. 1451501
Blå: Best.nr. 1451502
Gul: Best.nr. 1451503
Orange: Best.nr. 1451504
Sort: Best.nr. 1451505
Hvit: Best.nr. 1451506
Gull: Best.nr. 1451507
Sølv: Best.nr. 1451508
Transparent: Best.nr. 1451509



Putebryter KK-1Z

Trykkraft: 100 g Størrelse:
105x60x23 mm Rød: HMS
art.nr. 042084



Vippebryter CM-2-1

Trykkraft: 30 g
Størrelse : 165x45x10
HMS art.nr. 044555



CM-7 vippebryter med kort tunge

Trykkraft: 100 g Størrelse:
95x45x10 mm HMS art.nr.
044556



Fingerbryter 1-funksjon

Trykkraft: 75 g
Best.nr. 1451510

Fingerbryter 2-funksjon

Trykkraft: 75 g
Best.nr. 1451511



Hode-/kinnbryter Dergonic

Med feste og svanehals. Trenger
meget liten trykkraft.
Betjeningsdelen består av en
plastkule som ruller.
Meget behagelig for bruker.
Lengde: 40 cm
HMS art.nr. 054696



Sug/blås munnstykke inkl. stativ

Kobles til CM-3, 1-funksjonsbryter eller
SB-2, 2-funksjonsbryter HMS art. nr.
061888
Lengde arm: Tot. 80 cm
Vekt: 850 g
HMS art.nr. 146225



LAK 901 stemmestyrte bryter

HMS art.nr. 288902

Separat mikrofon:
Best.nr. 136042



KNOP PU 101 pustekontakt 48 cm kpl

Leveres med både svanehals og
klemme Trykkraft: justerbar
følsomhet HMS art.nr. 244686



Knop PU901P pustekontakt 48 cm kpl

Trådløs med opp til 500 m. rekkevidde 5 års
batteritid ved
5 aktiveringer/døgn
Best.nr. 2220340



Luftstyrte brytere 1- og 2-funksjon Kobles
til CM-3, 1-funksjonsbryter HMS art.nr.
072274

Knop KK100 kinnkontakt

Montert på 48 cm svanehals inkl.
feste for seng/bord. Trenger meget
liten trykkraft Best.nr. 2220340



Knop KK 901P Kinnkontakt m/ posisjon 48 cm kpl sett

Trådløs med opp til 500 m.
rekkevidde
Best.nr. 2220371

Knop TR815 bryter
Regulertbart trykk
Best.nr 195064




Pretorian Smothie bryter 125 mm.

Trådløs bryter med lav profil
Betjenes med lite kraft Kommer i
fargene rød, blå, grønn og gul
HMS art.nr. 177897



**Pretorian Simply
Works Smoothie
bryter 125 mm Radio**

Trådløs bryter med lav profil Betjenes
med lite kraft Kommer i fargene rød, l
grønn og gul
HMS art.nr. 177898



Pretorian Simply Works bryter 75 mm. Radio

Trådløs bryter
med lav profil
Betjenes med lite kraft Kommer
i fargene rød, blå, grønn og gul
HMS art.nr. 177898



CareMat tråkkematte

Sirkulær: Best.nr: 2223760
Størrelse: 110 x 70 x 0,9 cm
Firkantet: Best. nr: 2223750
Størrelse: 110 x 70 x 0,9 cm
Kabellengde: 4 meter



TR 530 tråkkematte

Tråkkematte med vaskbar beskyttelses-matte
Størrelse: 50x80 cm
Kabellengde: 3,5 m.
HMS art.nr: 215319



TR 401 tråkkematte

Størrelse: 40x70 cm
Kabellengde: 3 m
HMS art.nr: 136047



Knop TR520 alarmmatte

Størrelse: 40x70 cm
med 3 m ledning og 6,3 mm jack
Best.nr. 2220446