

Prisforhandlede synshjelpemidler
NAV avtale 19/1828
2021-2025

Synshjelpemidler fra Cantec AS



I denne katalogen finner du en oversikt over hvilke synshjelpemidler Cantec AS har på avtale med HMS/NAV, og alle andre produkter vi kan levere innen segmentet synshjelpemidler.

Cantec AS har fra og med 01.09.2021 innlemmet Handy Tech og alle dets produkter, og som nå er under Cantec As logo og firmanavn.

Alle produkter er merket med delkontrakten de tilhører, samt HMS og artikkel nr.

Forøvrig er nå Hjelpemiddeldatabasen.no et veldig godt alternativ for innhenting av informasjon i form av brosjyre materiell etc.

Informasjon om søknadsprosessen finner du på ww.nav.no.

Cantec AS

Cantec AS ble grunnlagt i 1986 som GEWA AS og er et norskeiet selskap.

Vårt mål er gjennom faglig dyktighet og tverrfaglig kompetanse å utvikle oss til å bli en ledende leverandør i det norske markedet av elektroniske hjelpemidler for mennesker i alle aldre, og med nedsatt funksjonsevne. Cantec AS har i dag en produktrange som spenner seg over flere segmenter og innen syn, hørsel, omgivelseskontroll og velferdsteknologi, varsling og kommunikasjon.

Cantec AS holder til på Sofiemyr (v/Kolbotn) utenfor Oslo, og våre produktspecialister har opp mot 30 års erfaring og kompetanse innenfor sine fagområder.

Vi har et bredt samarbeid med hjelpemiddelsentralene, hørselssentralene og andre fagmiljøer innen våre produktområder. Våre kollegaer holder kurs og sørger for opplæring av fagpersonell over hele landet. Sammen streber vi etter å finne den best mulige løsningen for hver enkelt bruker.

Cantec er også å finne på Facebook

ww.cantec.no

Kontaktpersoner avd. Syn Cantec As



Magnar Høgalmen

Selger / Brukerstøtte

Telefon: 924 35 363

e-post: MagnarH@cantec.no



Marie Berg

Produktspecialist / Selger /

Optiker Bsc

Telefon: 482 62 523

e-post: Mb@cantec.no



Pål Aasen

Programvare / Brukerstøtte

Telefon: 926 13 133

e-post: Pa@cantec.no



Når briller ikke lenger er nok kan ett lesetv system bli en utrolig god hjelper. Med de minste og håndholdte skjermer fra 4 tommer og oppover til større og stasjonære apparater er dette hjelpemidler som virkelig kan forenkle hverdagen. Et digitalt forstørrelsesglass der man kan tilpasse bildestørrelsen, farger og kontraster etter eget behov, samt på enkelte kunne lagre bilder og tekst.

Cantec AS har ett stort og bredt utvalg i ulike størrelser og former, og hvor noen er på avtale med NAV.

Explore 5HD

Delkontrakt: 1A
HMS nr. 291885
Artikkel nr. 1166200
Produsent: HumanWare



- helping people



Explore 5 HD

har et meget bra bilde på alle forstøringsnivåer. Har spillfunksjon og kan også brukes som avstandskamera på kortere avstander. Trinnløs justering av kameraet mellom nær- og avstandsinstilling. Gode og taktilt merkede betjeningsknapper med høy kontrast. Utfell bart håndtak som også kan fungere som lese- stativ

1-2-3 og Explore 5HD er oppe og går. Slå på eller fell ut lese stativet/håndtaket og du er klar.

Produktinformasjon

Antall kontrastfarger: 16
Skjermstørrelse: 5 tommer
Forstørrelsesgrad min-maks: 2,0-22x
Antall betjeningsknapper: 5
Fokuseringsmåte: auto/låst
Fryst bildefunksjon: ja
Indikator forstøringsgrad: nei
Brukstil batteridrift: 3,5 timer
Ladetid: 3 timer
Batteri: oppladbart
Vekt komplett: 228 g
Mål: 9x14 x 2 cm
Leveres med bæreveske

Onyx Deskset HD20

Delkontrakt: 2A
HMS nr. 291886
Artikkel nr. 1163010
Produsent: VFO Freedom



- helping people



Onyx Deskset HD

er en portabel LeseTv med både lese- avstand- og ansiktskamera i ett. Onyx Deskset HD har en svært så fleksibel kameraarm, og du kan i tillegg vende bilde opp/ned-speilvendt osv. via fjernkontrollen. Bildet er skarpt, og på en dus og behagelig skjerm hvor lyskontrastene ikke blir for voldsomme. I avstandsmodus forstørrer kamera opptil 106 ganger.

Den enkle fjernkontrollen med ledning er tydelig merket og svært enkel i bruk. Skjult under deksel finner man leselinjelinjer, gardiner og skygge funksjoner.

Onyx Deskset HD 20 er enkel å folde sammen ved å vri kamera til bak skjermen og dytte kamerahodet forsiktig ned i tilpasset spor. Det store og gode bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte enheten.

Produktinformasjon

Antall kontrastfarger: 33
Skjermstørrelse: 20
Modus: Lese-, avstand- og speil kamera
Leselinjer, gardin og skygge funksjon
Forstørrelsesgrad min-maks: 1,4-106x
Antall betjeningsknapper: 8
Fokuseringsmåte: Auto/Låst
Fryst bildefunksjon: Ja
Indikator forstøringsgrad: Ja
Vekt komplett: 6,2kg
Mål: 57x42x19
Kommer med trillebag

Vocatex3 Standard

Delkontrakt: 3B


HMS nr. 24" 200707 27" 200708

Artikkel nr. 24" 233154 27" 233155

Produsent: Koba Vision



- helping people



Vocatex3 Standard

er muligens den absolutt raskeste og enkleste LeseTv med opplesningsfunksjon OCR på markedet. Den har en svært rask OCR-behandling, kun 2 sekunder fra du trykker på den rosa leseknappen til du hører stemmen. Dette apparatet leser kun opp det som til enhver tid er i skjermbildet. Med Vocatex Standard er du alltid i det virkelige forstørrelses bildet på skjermen, og kan flytte teksten/bilder rundt mens den leser. Flytter du bildet til en ny tekst/side og lar den stå ca. 3 sek. vil den automatisk starte der å lese når den er ferdig med forrige tekst. Dette kalles for kontinuerlig lesing, noe Vocatex er ganske alene om å få til så enkelt. Vocatex kommer også i en Plus versjon med noen flere funksjoner som blant annet flytt tilbake- og flytt fram i tekst.

Produktinformasjon:

- Kontrastfarger: 28
- Antall språk i OCR: 36
- Fri arbeidshøyde: 21 cm
- Skjermstørrelse: 24 eller 27
- Forstørrelsesgrad min-maks: 2,3-90 el. 3,0-90
- PC kan benytte skjermen: Ja
- Antall betjeningsknapper: 6 (3)
- Høyde/tilt justering skjerm: ja
- Leselinje/gardin: Ja
- Fokuseringsmåte: auto
- Låsbart fokus: nei
- Kan lese A3: ja
- Friksjonsregulering: ja
- Indikator forstøringsgrad: ja
- Tickerfunksjon: Ja
- OCR: ja
- Tilbehør: Arabisk og hebraisk stemme

Leselister og punktprinter

CANTEC

- helping people



Cantec As har et bredt utvalg av leselister, noteringsenheter og punktprintere, og mange av disse produktene er prisforhandlet med NAV.

Med over 30 års erfaring på dette området tør vi påstå at vi har blant det beste av kompetanse på dette feltet.

En leselist er et svært så personlig hjelpemiddel, og ikke alle passer alle. Noen ønske små og lette, mens andre vil ha større, tyngre og stødigere.

Hos Cantec As får du råd og veiledning som gjør at sjansen er stor for at du vil finne den som passer deg best.


I denne katalogen tar vi kun for oss de produktene som NAV har tatt med på gjeldende avtale.

Focus 14 Blue V5

Delkontrakt: 6
HMS nr. 240225
Artikkel nr. 1162000
Produsent: VFO Freedom



- helping people



Focus 14 Blue V5

er en leselist som gjennom flere versjoner, og nå som den 5. i rekken, har vært et ledende produkt innen leselist systemer i alle år. Den 14 tegns bærbare leselisten med punktastatur for tilkobling til smarttelefon, nettbrett og PC er enkel å ta med seg hvor enn du er og du har tilgang til de fleste enheter enten via Bluetooth eller USB tilkobling.

Svært enkelt å veksle mellom USB og Bluetooth, samt et behagelig og godt plassert punktastatur for en støysvak skriving, og enkel intern noteringsfunksjon. Punkt-celler med justerbart pinnetrykk. God batterikapasitet.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 14
- Type celler: flate
- Noteringshjelpemiddel: Ja
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 32GB
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4
- Etui/bæreseske: ja
- Størrelse: 160x19x82 mm
- Vekt: 280 gram

Brailiant BI 20X

Delkontrakt: 6
HMS nr. 291962
Artikkel nr. 1162305
Produsent: HumanWare



Brailiant BI 20X

er en ultrakompakt 20 tegns bærbare leselist med USB C og Bluetooth. Den har ett meget komfortabelt punktastatur for innskriving. Støtter iOS, Android, PC og Mac.

Låser opp blant annet Iphone ved kun å trykke på en markør henter.

KeySoft Lite- enkel styring av programmer som editorprogram, kalkulator, filbehandler og Daisy leser, samt trådløs oppdatering av programvaren leselisten. Har innebygget WIFI på 2,4GHz. God kapasitet på batteriet.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 20
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA,
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 16GB
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreeske: ja
- Størrelse: 2,3x19x9 cm
- Vekt: 480gr
- Strømforsyning: 3,7 V
- Støtter 14 språk, inkl. Arabisk

Actilino 16BT

Delkontrakt: 6
HMS nr. 233116
Artikkel nr. AL16NO
Produsent: Help Tech



- helping people



Actilino 16BT

er en ultrakompakt 16-tegns bærbar leselist med et komfortabelt punktastatur for innskriving. Kan kobles mot opptil 5 ulike Bluetooth enheter og 1 USB enhet samtidig. Enkelt å bytte mellom de ulike tilkoblede enhetene. Støtter iOS, Android, PC og Mac. Intern noteringsfunksjon samt programmet Music Braille for enkel skriving av noter i punkt skrift. God batterikapasitet og tiltalende design.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 16
- Type celler: Konkave
- Noteringshjelpemiddel: Ja
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 16GB
- Batteri brukstid: 30 timer
- Ladetid: 6 timer
- Etui/bæreseske: ja
- Størrelse: 2,9x16,6x10,9cm
- Vekt: 420g
- Strømforsyning: 5 V

Basic Braille 32BT

Delkontrakt: 7A

HMS nr. 194348

Artikkel nr. BB32BNO

Produsent: Help Tech



- helping people



Basic Braille 32BT

er en moderne, lett og ergonomisk 32-tegns bærbar leselist i aluminium, og med svært så holdbare punktskriftselementer. Med Basic Braille modellene er det enkelt å bytte mellom USB og Bluetooth. Leselistene har meget god batterikapasitet.

Gratis oppgradering av internprogramvare for nye OS og drivere.

NB: Basic Braille kommer også i 32-40-48-64 og 80 tegn

Produktinformasjon:

- Antall celler: 32
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB magnet, Bluetooth 2.1
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreeske: ja
- Størrelse: 2x35x9 cm
- Vekt: 680g

Focus 40 Blue V5

Delkontrakt: 7B

HMS nr. 236832

Artikkel nr. 450254

Produsent: VFO Freedom

CANTEC

- helping people



Focus 40 Blue V5

er en leselist som gjennom flere versjoner, og nå som den 5. i rekken, har vært et ledende produkt innen leselist systemer i alle år. Den 40 tegns bærbare leselisten med punktastatur for tilkobling til smarttelefon, nettbrett og PC er enkel å ta med seg hvor enn du er og du har tilgang til de fleste enheter enten via Bluetooth eller USB tilkobling.

Svært enkelt å veksle mellom USB og Bluetooth, samt et behagelig og godt plassert punktastatur for en støysvak skriving, og enkel intern noteringsfunksjon. Punkt-celler med justerbart pinnetrykk. God batterikapasitet.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 40
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 32GB
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreeske: ja
- Størrelse: 2x37x8 cm
- Vekt: 650g
- Strømforsyning: 5 V

Brailliant BI 40X

Delkontrakt: 7B
HMS nr. 291963
Artikkel nr. 450210
Produsent: HumanWare



Brailliant BI 40X

er en ultrakompakt 40 tegns bærbare leselist med USB C og Bluetooth. Den har ett meget komfortabelt punktastatur for innskriving. Støtter iOS, Android, PC og Mac.

Låser opp blant annet Iphone ved kun å trykke på en markør henter.

KeySoft Lite- enkel styring av programmer som editorprogram, kalkulator, filbehandler og Daisy leser, samt trådløs oppdatering av programvaren leselisten. Har innebygget WIFI på 2,4GHz og 5.0 GHz. God kapasitet på batteriet.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 40
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 32GB
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreeske: ja
- Størrelse: 2x30x9 mm
- Vekt: 650g
- Strømforsyning: 5 V

Basic Braille Plus 40BT

Delkontrakt: 8B

HMS nr. 194346

Artikkel nr. BBP48BNO

Produsent. Help Tech



Basic Braille Plus 48BT

er en moderne designet, ergonomisk og lett 48-tegns bærbar leselist i aluminium.

De ultramyke tastene i gir en svært så lydløs skriving og er behagelige mot fingrene. Basic Braille Plus kan enkelt bytte mellom USB og Bluetooth. Gratis oppgradering av internprogramvare for nye OS og drivere.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 48
- Punkt tastatur: Ja
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB magnet, Bluetooth
- Minne: 0
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreseske: ja
- Størrelse: 2x35x9 cm
- Vekt: 730 gr
- Strømforsyning: 5 V

Focus 80 Blue V5

Delkontrakt: 9B

HMS nr. 253144

Artikkel nr. 1162001

Produsent: VFO Freedom



- helping people



Focus 80 Blue V5

Er 5. generasjon Focus, og en moderne designet og lett, men også stødig 80-tegns stasjonær leselist med punktastatur.

Focus serien har i mange år vært blant verdens mest populære leselister. Tilkobling via Bluetooth eller USB C. Enkel veksling mellom USB og Bluetooth. Punktastatur for rask og støysvak skriving. Punkt-celler med justerbart pinnetrykk. God batterikapasitet.

Produktinformasjon:

- Antall celler: 80
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Linux, Android
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA
- Mobile enheter: iPhone, iPad
- Tilkobling: USB C, Bluetooth
- Minne: 32GB
- Batteri brukstid: 10 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreseske: ja
- Størrelse: 2x62x8 cm
- Vekt: 1,2 kg
- Strømforsyning: 5 V

Basic Braille 84BT

Delkontrakt: 10


HMS nr. 233117

Artikkel nr. BB84BNO

Produsent: Help Tech



- helping people



Basic Braille 84BT

er en moderne designet, lett og ergonomisk 84-tegns stasjonær leselist utført i aluminium, og med svært så holdbare punktskriftselementer. Med Basic Braille modellene er det enkelt å bytte mellom USB og Bluetooth. Leselistene har meget god batterikapasitet. Gratis oppgradering av intern programvare for nye OS og drivere.

NB: Basic Braille kommer i 32-40-48-64 og 80 tegn

Produktinformasjon:

- Antall celler: 84
- Type celler: flate
- OS: Windows, Apple IOS, Apple OSX, Android, Linux
- AT: JAWS, Supernova, VoiceOver, BrailleBack, NVDA,
- Mobile enheter: iPhone, iPad, Android
- Tilkobling: USB magnet, Bluetooth
- Minne: 0
- Batteri brukstid: 20 timer
- Ladetid: 4 timer
- Etui/bæreseske: ja
- Størrelse: 260x18x87 mm
- Vekt: 920g

SpotDot printer

Delkontrakt: 11C

HMS.nr. 144197

Artikkel nr.100216

Produsent: ViewPlus



- helping people



SpotDot

er en Kombinert punkt- og fargeskriver til personlig bruk og med automatisk arkmater.

Spotdot gir en unik kombinasjon av fargeutskrift og punktutskrift. Nå kan du skrive ut elektroniske filer både taktilt og med fargetrykk på en og samme skriver. Dokumenter som skrives ut med SpotDot blir visuelt identiske med dokumenter som er skrevet ut med HP Ink- jetskrivere.

SpotDot leveres med Windows driver og programvarepakken TSS (Tiger Software Suite).

TSS inneholder konverterings-program for Microsoft Office, hvilket gjør det meget enkelt å konvertere direkte til punktutskrift i Office-dokumenter.

Programmet støtter fullskrift og alle offisielle kortskriftsnivåer i Norge. (Samt andre språk). Det blir brukt en utskriftsteknikk som lager grafikk i punkt fra et hvert program som har utskriftsstøtte.

Punktutskrift kan blandes med tabeller og diagrammer, bilder eller grafikk som du lager selv, noe som er veldig nyttig allerede i fra barnehagen hvor tegninger kan printes ut, til studie, privat og i jobb sammenheng.

Det som vises på skjermen blir laget med punkter av punktutskriveren. Teknikken gir også mulighet for å trykke punktene i forskjellige høyder for å illustrere for eksempel forskjellige farger.

Som tilbehør kommer også en lydisolerende boks, som rommer hele maskinen inklusive arkmater og utskrifthyll.

Til SpotDot printere er det også laget en spesialdesignet lyd isolerende boks. Denne rommer SpotDot `n i sin helhet inklusiv ark hyll i forkant, og bør tas med dersom man ikke allerede har ett lydisolert sted å sette enheten.

Glad i å lese? **Hør en bok!**



Ikke la synet ditt ødelegge lesegledden!

- NLB har tusenvis av lydbøker i samlingen. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle sjangre.
- Tilbudet er gratis.
- Lytt til bøkene med mobil, nettbrett, PC eller DAISY-spiller.

Ta kontakt med oss: www.nlb.no | utlaan@nlb.no | tlf: 22 06 88 10

NLB



Lydbokspillere, også kalt Daisy spillere, er en avspiller som leser høyt bøker eller annen tekst være seg fra CD, minnebrikke eller som nedlastet fra Norsk lyd og blindeskrifts bibliotek (NLB)

Daisy, Digital Accessibal Information System, er en international standard for lydbøker, hvor formålet er å gjøre trykt tekst tilgjengelig på en best mulig måte for mennesker med lesevansker.

Cantec As fører de mest kjente og brukte Daisy produktene i verden, Victor Reader Stratus og Victor Reader Stream fra Humanware, og har prisforhandlet flere modeller fra den enkleste til de mer avanserte.

Her finner du enkle spillere med kun CD og mer avanserte med Wifi og nedlastningsfunksjoner.

Victor Reader Stratus 4

Delkontrakt: 12A

Produsent: Humanware



- helping people

Victor Reader Stratus 4 serien kjennetegnes ved de 4 menyknappene i midten av spilleren samt de lyse, taktile og tydelig utformede knapper mot mørk bakgrunn. Som bord modell er den av de aller letteste og med veldig god lyd. Ett godt integrert håndtak gjør spilleren enkel å flytte på. Victor Reader Stratus har i mange år vært av verdens mest foretrukne Daisy spillere.



Stratus 4

HMS nr.173716

Artikkel nr. 150099

Stratus 4 er den enkleste uten USB, minnekort og Wifi



Stratus 4M

HMS nr. 291937

Artikkel nr. 1162025

Stratus 4M har i tillegg til CD mulighet for avspilling fra USB og minnekort, uten Wifi



Stratus 4H

HMS nr. 233160

Artikkel nr. 150114

Stratus 4H har i tillegg til avspilling fra CD, USB, minnekort, også innebygget Wifi.

Victor Reader Stratus 4

Delkontrakt: 12A

Produsent: Humanware



- helping people

Produktinformasjon Stratus 4

- Lagringsminne: Ja (4M og 4H)
- USB: JA (4M og 4H)
- Minnekort slot: Ja (4M og 4H)
- Wifi: Ja 2.4GHz (4H)
- Strømforsyning: 12 V
- Batteri brukstid: 10 timer
- Ladetid timer: 4 timer
- CD spiller: Ja
- Dokumentleser: Ja (4M-4H)
- Lydformat: MP3, WMA, WAV, AAC, AMRWB+, FLAC, Ogg Vorbis, Speex
- Daisyformat: 2.0, 2.0.2 og ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
- Størrelse: BxHxD 220 x 48 x 216 mm
- Vekt: 950g
- Medfølger: Deksel, Hodetelefoner

Victor Reader Stratus deksel til alle modellene

- Hard plast.
- Klippes på, og sitter godt.
- Beskytter mot sidestøt
- Dekker alle funksjonsknapper utenom:
 - Av og På
 - Høytaler
 - Spill stopp
 - Spol fram eller tilbake
 - Klokke og spilletid
 - Lesehastighet
 - Toneleie
 - Volum
 - Hastig
 - Løs ut CD



Victor Reader Stratus 12H

Delkontrakt 12B

HMS nr. 194488

Artikkel nr. 150104

Produsent: Humanware



- helping people



Stratus 12H er i utgangspunktet lik 4H modellen, men et med numerisk tastatur som gjør det enklere å navigere i komplekse DAISY bøker.

Med innebygget 2,4 GHz Wifi er den enkel å koble opp mot blant annet NLB's bibliotek.

Der kan du søke i NLB's bokbase, laste ned bøker, og kontrollere ønskeliste og reserveringer.

Du kan for eksempel abonnere på de største avisene i Norge, og som da lastes ned på spilleren automatisk.

Meget enkel å sette opp mot trådløst nettverk

Produktinformasjon:

- Lagringsminne: 8GB
- USB: Ja
- Minnekort slot: Ja (max 32 GB SD)
- Wifi: Ja 2,4 GHz
- Strømforsyning: 12 V
- Batteribrukstid: 10 timer
- Ladetid timer: 4 timer
- Deksel: Ja
- Hodetelefoner: Ja
- CD spiller: Ja
- Dokumentleser: Ja
- Språk: norsk, engelsk
- Lydformat: MP3, WMA, WAV, AAC, AMRWB+, FLAC, Ogg Vorbis, Speex
- Daisyformat: 2.0, 2.0.2 og ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
- Størrelse: 220 x 48 x 216 mm
- Vekt: 950g

Victor Reader Stream 3

Delkontrakt: 12D

HMS nr. 312565

Cantec nr. FGST-1101

Produsent: HumanWare

Etui Misc003 HMSnr. 312565

Etui Misc002 HMSnr. 312566



En digital medie-lydspiller i lommestørrelse som vet å utnytte kraften til trådløs innholdstilgang.

Victor Reader Stream 3 er en helt ny Daisyspiller for nedlasting av bøker, aviser, nettradio, musikk, podcaster og andre nettressurser, samt lydbøker rett fra NLB via tjenesten DAISY Online Delivery.

Med et fullt taktilt grensesnitt, er Victor Reader Stream 3 en håndholdt digital lydspiller for å nyte medieinnholdet ditt. Dette hjelpemiddelet lar deg lytte til bøker, aviser, nettradio, musikk, podcaster og andre nettressurser. Stream lydbokspiller er enkel å bruke for alle som har en synsnedsettelse eller andre leseutfordringer, og gir 15 timers batterilevetid, noe som gir mer tid til å nyte medieinnhold.


Hvordan endrer dette produktet livet ditt?

Med Victor Reader Stream 3 er det så enkelt å ta med seg bøkene, musikken og mer hvor enn du går. Tenk deg å kunne lytte til de nyeste romanene, magasinene eller favorittmusikken din, podcaster og dine egne stemmeopptak, alt i håndflaten din. Med sin slanke, kompakte design og grepsvennlige kanter gir den digitale mediespilleren deg timevis med lytting uansett hvor du er og en overlegen tekst-til-tale-opplevelse på flere språk.

Produktinformasjon:

- Dimensjoner: 114 x 62 x 18 mm
- Vekt: 110 g inkludert batteri
- Lagringsminne 16 GB
- USB Ja USB-C
- Minnekortslot Ja (opptil 1 TB)
- WiFi Ja 2,4 eller 5 GHz
- Lagringsminne 16 GB
- USB Ja USB-C
- Minnekortslot ja (opptil 1 TB)
- WiFi Ja 2,4 eller 5 GHz
- Strømforsyning (V) 5V USB
- Bluetooth ja
- Batteribrukstid timer 15
- Ladetid timer 5
- Dokumentleser ja
- Norsk språk ja
- Engelsk språk ja
- Andre språk Ja kan lastes ned
- Lydformat MP3, WMA, WAV, MP4-AAC, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Speex, Audible 4, Audible Enhanced
- Daisyformat 2.0, 2.0.2 og ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3) og Epub.





Cantec As leverer flere varianter av programvare til bruk for personer med nedsatt synsfunksjon.

Det være seg enkel forstørring med talehjelp til rene skjermlesere for bruk med leselist og talehjelp.

Av produktene er det forstørrelsesprogrammet Zoomtext med tale og skjermleseren Jaws som er på den prisforhandlede avtalen med NAV.

ZoomText Reader

Delkontrakt: 14B
HMS nr. 291964
Artikkel nr. 1162190
Produsent: VFO Freedom



[ZoomText Magnifier/Reader](#) er et fullt integrert forstørrelses- og leseprogram som er skreddersydd for svaksynte brukere. Forstørrelsesglass/leser forstørrer og forbedrer alt på dataskjermen, gjenspeiler maskinskriving og viktig programaktivitet og leser automatisk dokumenter, websider, e-post osv.

Zoomtext har fullt utvalg forstørrelsesnivåer opptil 36x (opptil 60x i Windows 10).

Nivåer inkluderer: 1x til 8x i trinn på 1, 10x til 16x i trinn på 2, 20x til 36x i trinn på 4, og brøk på 1,25x, 1,5x, 1,75x og 2,5x. 30 forstørrelsesnivåer i ZoomText 10.

1: 1x til 2x i trinn på 0,2; 2,25x, 2,5x, 2,75x, 3x, 3,5x, 4x, 4,5x, 5x, 6x, 7x, 8x; 10x til 16x i trinn på 2; 20x til 36x i trinn på 4; 42x, 48x, 54x og 60x.

Du kan zoome inn og ut ved hjelp av Alle zoomnivåer, Bare favoritt zoomnivåer eller Bare full effektnivå.

Favoritt zoomnivåer bruker et tilpasset sett med brukerdefinerte zoomnivåer for å zoome inn og ut. Du kan velge hvilken som helst kombinasjon av zoomnivåer for å definere dine favoritter.

- Windows 11, 10 med Service Pack 1 (eller nyere).
- Prossessor: 2 GHz i3 dual core absolutt prosessor eller lignende. i5 eller i7 anbefales på det sterkeste.
- 8 GB RAM. 16 GB anbefalt.
- Video-/grafikkort eller integrert grafikk med støtte for DirectX 10 eller høyere.
- Harddiskplass for ZoomText: 1,3 GB SSD - stasjon anbefales.
- 5-punkts multi-touch-skjerm for støtte for berøringskjerm.
- USB 2.0 for ZoomText kamera støtte

Merk:

Etter å ha installert ZoomText, kan bruk av harddiskplass reduseres ved å avinstallere unødvendige stemmer.

[SMA Forlengelses lisens.](#)

HMS nr.

Når en lisens nærmer seg tiden for å gå ut, bestiller man en SMA Forlengelses lisens. Den gir deg 2 nye år.

MERK: Har lisensen gått flere år utover tid, må en Oppgradering bestilles for å komme til gjeldende versjon.

JAWS skjermleser

Delkontrakt: 14D

HMS nr. 194458

Artikkel nr. 397157

Produsent: VFO Freedom



- helping people



JAWS, Job Access With Speech

er verdens mest populære og brukte skjermleser, utviklet for databrukere hvis tap av synet hindrer dem i å se skjerminnhold eller navigere med mus. JAWS gir tale og punktskrift for de mest populære dataprogrammene på PC-en. Du vil kunne navigere på Internett, skrive et dokument, lese en e-post og lage presentasjoner fra kontoret, et eksternt skrivebord eller hjemmefra.

Jaws har støtte for talesyntese og leselist.

Talesyntese på en rekke språk og stemmer. Støtter alle relevante leselister. Har Daisy spiller og OCR funksjon. Kompatibel med MAGic og OpenBook. JAWS Tandem (fjernstyring) for effektiv brukerstøtte. Kraftig skriptespråk for tilpasning til "umulige" applikasjoner

For å bruke JAWS for Windows trenger du:

- JAWS Pro Windows® 10, Windows 11, Windows Server® 2016, Windows Server 2012 og Windows Server 2008
- Prosessorhastighet Minimum 1,5 GHz prosessor
- Minne (RAM) 4 GB anbefalt (64-bit) 2 GB anbefalt (32-bit)
- Nødvendig harddiskplass 20 MB til 690 MB nødvendig pr stemme for å installere Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct eller -RealSpeak Solo Direct -stemmer
- (filstørrelser varierer avhengig av stemmen som er installert)
- Videokort
- En skjermadapter med minst 800 x 600 skjermopløsning med 16-biters farge (1024 x 768 skjermopløsning med 32-biters farge anbefales)
- Lyd Windows -kompatibelt lydkort (for tale)

SMA Forlengelses lisens.

HMS nr.

Når en lisens nærmer seg tiden for å gå ut, bestiller man en SMA Forlengelses lisens. Den gir deg 2 nye år.

MERK: Har lisensen gått flere år utover tid, må en Oppgradering bestilles for å komme til gjeldende versjon.



- helping people

NOTATER:

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

Cantec AS

Postadresse:

Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no