



# Univox® NL-100

Mjuk halsslinga för hörapparatbärare

## Egenskaper

- Valbar längd (20 cm kabel med 70 cm förlängningskabel)
- Fungerar med alla typer och fabrikat av hörapparater utrustade med T-spole
- Plug-and-play, ställ in HA på T-läge och anslut till enheten
- Mjukt textilhölje för bärkomfort
- 3,5 mm anslutning



## Bekväm halsslinga med utmärkt frekvensrespons

Univox® NL-100 är ett lyssningshjälpmedel för personer med hörselnedsättning som bär hörapparater utrustade med en T-spole. Eftersom varje hörapparat är konfigurerad med anpassad frekvensrespons och dynamiskt omfång för användarens hörselnedsättning, överför NL-100 ljudet från den anslutna enheten kristallklart, med minimal fördröjning.

NL-100 kan ansluta till och ta emot signaler från olika ljudkällor. NL-100 summerar både höger och vänster kanal från ljudkällan, vilket säkerställer en stark och stabil signal för användaren. I paketet ingår en 70 cm förlängningskabel. Halsslingan är omsluten av ett mjukt textilhölje vilket gör den bekväm att bära även längre perioder.

## Professionell användning – Gruppkommunikation och guidesystem

NL-100 kan med fördel användas i professionell miljö, tillsammans med Univox® FM-system såväl som Univox® IR-system. Ingen installation eller instruktioner behövs, bara växla dina hörapparater till T-läge, anslut NL-100 till sändarenheten på samma sätt som vanliga trådbundna hörlurar, och njut av kristallklart ljud.

## Personlig användning

3,5 mm-kontakten kan anslutas till vilken ljudenhet som helst som stöder standard 3,5 mm-anslutning, såsom bärbara musikspelare, bluetooth-mottagare och andra enheter. För personligt bruk, t.ex. med en slingförstärkare ansluten till din TV, kan en förlängningskabel användas.

## Tekniska specifikationer NL-100

---

<b>Resistans</b>	2 x 12,5 Ohm
<b>Känslighet</b>	0dB @ 55mVrms
<b>Frekvensrespons</b>	50Hz-15kHz, -3dB, rel. 1kHz
<b>Kontakt</b>	Vinklad 3.5 mm hane
<b>Dimensioner</b>	
Omkrets slinga	74 cm
Kabel	20 cm
Förlängningskabel	70 cm
<b>Vikt (netto)</b>	20 g inkl. förlängningskabel
<b>Färg</b>	Svart
<b>Art nr</b>	283103



För mer information, besök [edin.se](https://www.edin.se)

 **univox**