



Syn



En stor andel synshemmede vil langt på vei kunne opprettholde sine daglige aktiviteter og få økt livskvalitet ved tilpasning og opplæring i bruk av riktige hjelpemidler.


Gewa representerer Reinecker, Europas største produsent av elektroniske hjelpemidler på dette området.

Mezzo Vario lese-TV

- et kompakt lesesystem med HD-kvalitet for mennesker med nedsatt syn
- enkelt for alle - både unge og gamle; å bære, installere og bruke
- moderne og tidsriktig design
- ergonomisk overlegent med justerbare skjerminnstillinger og et kompakt design som krever mindre plass
- flimmerfritt bilde i HD-kvalitet reduserer tretthet og belastning på øynene. Det betyr at man kan bruke det lenger tid av gangen

Mezzo HD lese-TV

Bestillingsnr.:1168000 HMS art. nr.: 194399



Mezzo HD

Kamera:

- 60 Hz-Kamera, progressiv scan
- 1360 x 768 pixel oppløsning

Autofokus:

- Komfort-Autofokus

Monitor:

- 15,6" W TFT-Monitor,
- Regulerbar i høyde, vinkel samt dreibar
- Forstørrelse:



VEO HD+ Lese-TV

VEO er et kompakt elektronisk forstørrelsessystem med en spesiell flatskjermt teknologi. Det integrerte HIGH-Definition (HD) kameraet gjør at bilder og skrift vises i høy oppløsning uten hverken reflekser eller flimring.

Kan bestilles i 2 forskjellige størrelser:

VEO HD+ Lese-TV 22

HMS art. nr.: 198240

VEO HD+ Lese-TV 24

HMS art. nr.: 198241



VEO HD+

Monitor:

- LED-Flatskjerm i 3 størrelser:
 - 19"- (48 cm), 22"- (56 cm) og 24"- (61 cm)
 - Alle monitoren er spesielt utviklet for VEO-Systemet
 - Ergonomisk lesestilling takket være fire-dimensjonal bevegelighet til monitoren
 - Monitoren er svært tynn, lett, energibesparende og flimmerfri
 - 1080 p oppløsning = Full HD = 1920 x 1080 Pixel (22" og 24")
- Betjening:



miniMAX

MiniMAX gjør det enklere å lese menyer i dårlig belysning, matemballasje i butikken, rutetabeller og annen viktig informasjon. Du kan velge å fryse bildet, velge høy kontrast og opptil 7x forstørrelse. For optimal forstørrelse trykker du på knappen gjentatte ganger helt til du får ønsket innstilling. Trenger du mer kontrast mellom bakgrunn og bokstaver, velger du en annen fargekombinasjon. Med frys-/snapshot-funksjonen kan du ta bilde av ønsket informasjon, slik at du i fred og ro kan betrakte et gatenavn, et

Bestillingsnr.:1166075 HMS art. nr.: 166093



MAXLUPE 5

Å lese og skrive ved hjelp av dette nye hjelpemiddelet er en sann fornøyelse. At skjermen på MAXLUPEN kan vinkles, er virkelig et stort fremskritt.

Den nye MAXLUPEN forstørrer tekst og bilder trinnløst fra ca. 3x til 25x forstørrelse og er til stor glede og nytte når synet blir så dårlig at vanlige lupen og forstørrelsesglass ikke lenger strekker til. I skrivestilling på stativ er forstørrelsen fra ca. 3x til 7x. Med skrivestativ kan den nye MAXLUPEN brukes til å løse kryssord,

Maxlupe 5

Bestillingsnr.:1166030 HMS art. nr.: 018043

Bæreveske med ekstra batteripakke

Bestillingsnr.:1166060 HMS art. nr.: 018067



© Reinecker

MANO - bærbar lupe

Har du bruk for en praktisk lupe, hjemme eller når du er på farten? Ønsker du et produkt med et bra design som er praktisk i bruk? MANO gir deg nye muligheter:

Med MANO får du et skarpt bilde og en trinnløs forstørrelse. Snapshot-funksjonen gjør det mulig å lagre 3 bilder eller informasjon som der og da kan hjelpe deg til å ta vare på viktige detaljer, f.eks. telefonnummer, avgangstider for tog/buss eller priser. Ved å trykke på en knapp kan du "fanke tekst" som du

Bestillingsnr.:1166070 HMS art. nr.: 159851



Mano - fleksibel og praktisk

Mano er en fleksibel og portabel elektronisk lupe for folk som er på farten.

Fordelene med Mano portabelt system er:

- et oplyst display og et foldbart skrivestativ
- betjeningsknapper som er taktile og enkle å betjene
- kan benyttes både med nettadapter og batteri.

Bestillingsnr.:1166070 HMS art. nr.: 159851

