Knop CT 900

HMS art.nr.: 201947 Art.nr: 223300

Fallforebygging

I samarbeid med Knop har Cantec utviklet et nytt fallforebyggende produkt. Denne nye "pakken" kan komme i flere størrelser og kan alt fra enkel lysstyring til å kunne logge epileptiske anfall.



Tanken er at dette skal være et "plug and play"-produkt, og det har minimale monterings- og demonteringskostnader. Produktet kan ikke sammenlignes med noe lysstyring fra Biltema.

Egenskaper

- Enheten kan styre flere ulikesensorer; Fra det aller enkleste, som å skru på et lys, til mer avanserte varianter hvor det benyttes flere enheter fra varslingssystemet til Knop.
- Batteribackup på 8 timer.
- Aktiv modus kan innstilles på ulike måter.• Belysningen kan forlenges ved hjelp av bevegelsessensorer.
- Når brukeren legger seg i sengen igjen,slukkes lyset.
- Er brukeren borte fra sengen lenger ennantatt kan pårørende bli varslet på egen mottaker, eller via telefon.

For mer informasjon, kontakt:

Alexander Larsen-Lund
Produktansvarlig
90 75 86 93 all@cantec.no